

Prestige 2

Prestige 2 Katoen

Prestige 3

Type	Confectie									Maatwerk
	Lengte	Kort (alleen AD)	Normaal	Lang	Omvang	Small	Medium	Large	Extra large	Omvang
AT	/ GT		29-35	29-35	c T	60-100	60-100	60-100	60-100	≤160
					c H	80-120	80-120	80-120	80-120	≤160
AGT	/ GT		30 ⁵ -31 ⁵	31 ⁵ -32 ⁵	c T	60-120	60-120	60-120	60-120	≤160
AG met sil. Band			65-76	76-88	c G breed	57-66	61-72	66-80	74-90	41-90
					c G norm.	48-56	50-60	53-66	57-73	
AG	/ G		65-76	76-88	c G	48-66	50-72	53-80	57-90	41-90
	/ F		55-64	64-74	c F	42-58	44-62	47-68	51-77	37-85
	/ E		44-49	49-55	c E	32-41	34-44	37-48	41-54	32-75
AD	/ D	35-38	38-42	42-47	c D	30-37	32-39	34-42	37-47	28-73
	/ C	27-30	30-33	33-37	c C	31-39	33-41	35-44	39-48	28-65
AB	/ B1	19-21	21-23	23-25	c B1	24-30	26-32	29-35	33-39	21-50
	/ B	10-11	11-12	12-14	c B	19-21	21-23 ⁵	23-27	27-32	18-43
					c Y	28-34	29-35	31-37	34-40	27-50
	/ A	16-17	17-19	19-21	c A	20-24	21-25	22-27	24-30	18-38
	/ Z	22-24	23-26	25-28						

Rondbrei

Prestige 2

Rondbrei, compressieklasse 2
Stiffness index: laag
Zacht en soepel breiwerk
Samenstelling: 65% polyamide
en 35% elastane (Lycra®)

Prestige 2 Katoen

Rondbrei, compressieklasse 2
Stiffness index: laag
Zacht en soepel breiwerk
Samenstelling: 42% polyamide
30% elastane (Lycra®) en 28% katoen

Prestige 3

Rondbrei, compressieklasse 3
Stiffness index: middel
Zacht en soepel breiwerk
Samenstelling: 58% polyamide
en 42% elastane (Lycra®)

Confectie	Kleur	Teen- stuk	AB	AD	AD-SB ¹ 3cm/5cm	AG	AG-SB 5cm	AGT	AT
Prestige 2	● Beige/ ▲ Zwart	Open	●	●▲	●▲	●	●	●▲	—
		Gesloten	—	●▲	●▲	—	▲	—	●
Prestige 2 Katoen	Beige	Open	—	●	●	—	●	●	—
		Gesloten	—	●	●	—	—	—	●
Prestige 3	Beige	Open	—	●	●	—	●	●	—
		Gesloten	—	—	—	—	—	—	—
Maatwerk	Kleur	Teen- stuk	AB	AD	AD-SB ¹ 3cm/5cm	AG	AG-SB 5cm	AGT	AT
Prestige 2			●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲
Prestige 2 Katoen	● Beige / ▲ Zwart	Open / Gesloten	●	●	●	●	●	●	●
Prestige 3			●	●	●	●	●	●	●

¹ = siliconen noppen band: artikelen uit voorraad; achteraf opzetten van SB op confectie is niet mogelijk