

Flebosoft 2 / Flebovar 2

Confectie AD

Omvang	Small C-	Small	Medium C-	Medium	Large C-	Large	X large C-	X large
c D	25-30	30-35	28-33	33-38	32-38	36-42	37-43	41-47
c C	26-31	31-36	29-34	34-39	33-39	37-43	38-44	42-48
c B1	21 ⁵ -24 ⁵	24-27	23 ⁵ -27	26-29 ⁵	27-30 ⁵	29-32 ⁵	29-33	31-35
c B	19-21		21-23		23-25 ⁵		25 ⁵ -28 ⁵	
c Y	29-33		31-34		32-36		34-38	
c A	20 ⁵ -22 ⁵		21 ⁵ -23 ⁵		23-25		24-27	

Lengte	Kort	Normaal	Lang
/ D	36-38	39-41	42-44
/ C	28-30	30-32	32-34
/ B1	20-22	21-23	23-25
/ B	11-12	12-13	13-14
/ A	17	18	19

Flebosoft 2

- Vlakkbrei, klasse 2
- Stiffness index: laag
- Fluweelzacht breiwerk
- Latexvrij

Samenstelling

- 78% polyamide
- 22% elastane (Lycra®)

Flebovar 2

- Vlakkbrei, klasse 2
- Stiffness index: middel
- Soepel breiwerk

Samenstelling

- 61% polyamide
- 31% rubber
- 8% elastane (Lycra®)

Confectie	Kleur	Teenstuk	AD	AD-SB 3cm	AD-SB 5cm
Flebosoft 2	Beige	Open	●	lengte kort	lengte normaal en lang
Flebovar 2	Beige	Open	●	—	●

Vlakkbrei

Maatwerk

Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4
Flebosoft 1	Flebosoft 2 Neo Duna Flebovar 2	Flebosoft 3 Flebovar 3 Durelna 3	Durelna 4 Durelna 4 Super

Afwerkopties

Open of gesloten teen
 Rechte of schuine A
 Siliconenband 3 cm of 5 cm
 Elastisch band 3 cm of 5 cm

Verkorte wreef
 Kniebocht
 Schuine G (slipmodel)
 Compressie tot in de lies

Uitvoeringen

AB enkelkous
AD kniekous
AF halve dijbeenkous
AG dijbeenkous
AGT AG-kous met heupbevestiging
AT panty
ATFC panty met compressiebroek
ATS éénbeenspanty
ATSFC éénbeenspanty met compressiebroek

BD kniekous van B tot D
DF kniestuk van D tot F
DG knie-dijbeenstuk van D tot G
DGT knie-dijbeenstuk van D tot G met heupbevestiging
DT panty vanaf D
DTFC panty vanaf D met compressiebroek
DTS éénbeenspanty vanaf D
DTSFC éénbeenspanty vanaf D met compressiebroek