

VADEMECUM

Juzo® Compressieproducten



Onze klantenservice – staat altijd voor u klaar

Service staat bij Juzo hoog in het vaandel – en dat al meer dan 100 jaar lang. Met passie, betrouwbaarheid en flexibiliteit geven onze medewerkers u graag advies over alle aspecten van compressiekousen. Uw contactpersonen hebben een gedegen kennis op alle gebieden van onze kwaliteitsproducten. Mocht u vragen of problemen hebben, dan helpen u graag!

Onze Klantenservice biedt u...

- Algemene informatie
- Individueel productadvies
- Orderverwerking
- Informatie over de status van uw opdracht
- Aannee van wijzigings- en reparatieopdrachten

Onze Technische Service adviseert u bij...

- Speciale vragen over vlakbrei mogelijkheden en oedeembehandeling
- Complexe vlakbrei uitvoeringen

Klantenservice Nederland en Klantendienst België



Sonia Leinne



Sofie Helderweirdt



Stéphane Wollenhauven



Eva Smitt

Zo kunt u ons bereiken

Juzo Klantenservice Nederland

Tel. 08000 22 27 86

Fax 08000 23 51 78

E-mail order@juzo.nl

Juzo Klantendienst België

Tel. 0800 14 041

Fax 0800 18 085

E-mail order@juzo.be

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de brochures "Catalogus Flebologie • Lymfologie • Littekentherapie" en "Speciale medische hulpmiddelen". Actuele trendkleuren en Batik Collection zie "Productoverzicht".

Kwaliteitsstandaarden



Oeko-Tex® Standard 100

“Oeko-Tex Standard 100” is een wereldwijd uniform, onafhankelijk test- en certificatiesysteem voor textiel in de verschillende verwerkingsfasen van het ruwe product tot het eindproduct. Hoe intensiever het huidcontact van een product is, hoe strenger er aan de humaan-ecologische eisen voldaan moet worden.

Juzo compressiematerialen uit het rond- en vlakbrei assortiment zijn bekroond met het textielkeurmerk “Oeko-Tex Standaard 100”. Hierdoor verzekert de firma Juzo dat alle bestanddelen van een product zonder uitzondering in humaan ecologisch opzicht en voor de gezondheid volledig verantwoord zijn. In alle opzichten voldoet Juzo ruim aan alle landelijke vereisten.



Keurmerk RAL

Medische compressiekousen van Juzo voldoen aan het geldende RAL voorschrift. In de controlebepalingen zijn alle bindende richtlijnen voor de productie van medische compressiekousen en compressiearmbandages vastgelegd, zoals bijv.:

- Materiaal hoedanigheid (humaan-ecologisch)
- Regelmatige controles, bv. bij het “Forschungsinstitut Hohenstein”
- Rubber elastische eigenschappen in lengte- en breedterichting
- Compressie-klassen van 1 – 4, voor armbandages in compressie-klassen 1 – 3
- Productie van de maatwerk- en confectiekousen

Strijkplaatjes voor kinderen

De strijkplaatjes zijn beschikbaar voor alle been-, arm-, hand-, thorax- en hoofd-compressieproducten van Juzo Expert en Juzo Expert Strong (alle kleuren) en ook bij de Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong Silver en Juzo Expert Strong Cotton (kleur Amandel).

Hier vindt u een selectie van strijkplaatjes voor kinderklleding met vele kleurrijke motieven van "Julius" en zijn vrienden.

Op www.juzo.nl/strijkplaatjes of www.juzo.be/strijkplaatjes vindt u het actuele assortiment aan plaatjes.




motief "Lollipop"

motief "Diving suit"



motief "Whale"



motief "Gustav"



motief "Chair"



motief "Henriette"



motief "Fridolin"



motief "Ferdinand"



motief "Seagrassflipper"



motief "Lotte"



motief "Gottfried"



Diverse band afwerkingen



Gebreide boord

Boord zonder siliconen.

Bij kniekousen voor bevestiging bijv. met adhesielotion.



Elastisch band

Duurzaam boord zonder de siliconen noppen.

Het stabiliseert zonder siliconen en wordt toegepast op AD- en armkousen.



Noppensiliconenband

De op het textiel aangebrachte siliconen noppen zorgen voor een bijzondere goede hechting en voorkomt het afzakken van de kous. Door de noppen structuur is er een zeer goede luchtcirculatie mogelijk. De onopvallende siliconenbandvariant is uitermate geschikt voor kousen voor de man.

AD, CG en SG: kleine noppensiliconenband (3,5 cm)



Decoratieve siliconenband

De decoratieve siliconenband bezit dezelfde eigenschappen als de noppensiliconenband. Aanvullend hebben we op de buitenkant van het textiel een decoratie ingebreid. Hierdoor is deze siliconenband uitermate geschikt voor vrouwen.



Kanten siliconenband

Een siliconenband variant met een structuur van 3 rijen circulair aangebrachte siliconen op de binnenkant. De siliconen beschikken over zeer goede hechtingseigenschappen. Vooral vrouwen, die rondgebreide kousen dragen, ervaren dit als een optisch mooie afwerking met bloemmotief.



Comfort siliconenband

Een unieke, specifieke siliconen coating zorgt voor een optimaal comfort en is met name zacht voor de huid. De rand is zeer elastisch en past zich perfect aan de dij aan. Het ademende oppervlak reduceert transpiratie en daarmee samenvallende huidirritaties. De comfort siliconenband is speciaal voor modebewuste vrouw ontworpen.


De fijne modieuze



Kleuren

Suiker (Sugar)	Sesam (Sesame)	Nootmuskaat (Nutmeg)
Amandel (Almond)	Kaneel (Cinnamon)	Cacao (Cacao)
Maanzaad (Poppy seed)	Blauwe bosbes (Blueberry)	Zwarte peper (Black pepper)

Trendkleuren • Batik Collection • Motief "Vision"



Juzo® Attractive

Fijnmazige kousen met glans-effect



Gesloten tenen
in confectiematen geschikt
voor schoenmaten 37 – 42



Open tenen
in confectiematen geschikt
voor schoenmaten 37 – 42

Juzo® Hostess®

Luchtig gevoel met transparante look



Gesloten tenen
in confectiematen geschikt
voor schoenmaten 37 – 42



Open tenen
in confectiematen geschikt
voor schoenmaten 37 – 42

Juzo® Soft

Superzacht voor een comfortabel gevoel



Gesloten tenen
in confectiematen geschikt
voor schoenmaten 37 – 42



Open tenen
in confectiematen geschikt
voor schoenmaten 37 – 42



Noppen-
siliconenband



Smalle noppen-
siliconenband



Decoratieve
siliconenband



Kanten
siliconenband



Comfort
siliconenband

Artikel	Juzo® Attractive		Juzo® Hostess®		Juzo® Soft
Artikelnummer / Compressie-klasse	2701 2702	2781 2782	2501 2502	2581 2582	2001 2002
 AD normaal/ kort/ extra kort	•		•		•
AD normaal/ kort/ extra kort met smalle noppensiliconenband	•		•		•
 AF					•
AF met noppensiliconenband	•		•		•
AF met decoratieve siliconenband	•		•		•
AF met kanten siliconenband	•		•		•
AF met comfort siliconenband	•		•		•
 AG normaal/ kort/ extra kort					•
AG normaal/ kort/ extra kort met noppensiliconenband	•		•		•
AG normaal/ kort/ extra kort met noppensiliconenband wijd	•		•		•
AG normaal/ kort/ extra kort met decoratieve siliconenband	•		•		•
AG normaal/ kort/ extra kort met decoratieve siliconenband wijd	•		•		•
AG normaal/ kort/ extra kort met kanten siliconenband	•		•		•
AG normaal/ kort/ extra kort met comfort siliconenband	•		•		•
AG normaal/ kort met heupbevestiging					•
 AT normaal/ kort/ extra kort met elastisch broek	•				
AT normaal/ kort/ extra kort met hoogelastisch broek				•	•
AT normaal/ kort/ extra kort met zwangerschapsbroek		•			
AT met open kruis					•
AT met gulp					•
 BT normaal/ kort met hoogelastisch broek					• ckl 1, niet in maatwerk

• leverbaar in confectiematen I – VI en in maatwerk • **alleen leverbaar in maatwerk**

De sportieve allrounder



Juzo® Soft Rib

Aangenaam zacht met rib structuur



Gesloten tenen

in confectiematen geschikt
voor schoenmaten 38 – 44

Juzo® Dynamic Cotton Rib

De alleskunner voor actievelingen



Gesloten tenen

in confectiematen geschikt voor schoenmaten 39 – 45
korte voet geschikt voor schoenmaten 36 – 39

Kleuren

Juzo Soft Rib

Suiker
(Sugar)

Amandel
(Almond)

Cacao
(Cacao)

Maanzaad
(Poppy seed)

Jeneverbes
(Juniper)

Zwarte peper
(Black pepper)

Juzo Dynamic Cotton Rib

Zout en peper
(Salt-pepper)

Amandel
(Almond)

Cacao
(Cacao)

Maanzaad
(Poppy seed)

Jeneverbes
(Juniper)

Zwarte peper
(Black pepper)



Smalle noppen-
siliconenband

Artikel	
Artikelnummer / Compressie-klasse	
	AD normaal/kort/extra kort
	AD normaal/kort/extra kort met smalle noppensiliconenband
	AD kort/extra kort met korte voet
	AD kort/extra kort met korte voet en smalle noppensiliconenband

Juzo® Soft Rib
2021
2022
●
●

Juzo® Dynamic Cotton Rib
3521
3522
●
●
●
●

- leverbaar in confectiematen I – VI en in maatwerk

De therapie intensieve



Kleuren

Juzo Dynamic

Sesam
(Sesame)

Amandel
(Almond)

Maanzaad
(Poppy seed)

Jeneverbes
(Juniper)

Zwarte peper
(Black pepper)

Juzo Dynamic Silver

Amandel
(Almond)

Juzo Dynamic Cotton

Amandel
(Almond)

Zwarte peper
(Black pepper)

Juzo® Dynamic

Betrouwbaar belastbaar



Gesloten tenen
in confectiematen geschikt
voor schoenmaten 37 – 42



Open tenen
in confectiematen geschikt
voor schoenmaten 37 – 42

Juzo® Dynamic Silver

Werkt antibacterieel tegen huidirritaties



Gesloten tenen
alleen in maatwerk



Open tenen
alleen in maatwerk

Juzo® Dynamic Cotton

Huidvriendelijk door katoen



Gesloten tenen
in confectiematen geschikt
voor schoenmaten 37 – 42



Open tenen
in confectiematen geschikt
voor schoenmaten 37 – 42



Noppensiliconenband



Smalle noppen-
siliconenband



Decoratieve
siliconenband



Kanten
siliconenband

Artikel		Juzo® Dynamic	Juzo® Dynamic Silver	Juzo® Dynamic Cotton
Artikelnummer / Compressie-klasse		3511 3512 3513	3511 3512 3513	3511 3512
	AD normaal/kort/extra kort	●	●	●
	AD normaal/kort/extra kort met smalle noppensiliconenband	●	●	●
	AF	●	●	●
	AF met noppensiliconenband	●	●	●
	AF met decoratieve siliconenband	●	●	●
	AF met kanten siliconenband	●	●	●
	AG normaal/kort/extra kort	●	●	●
	AG normaal/kort/extra kort met noppensiliconenband	●	●	●
	AG normaal/kort/extra kort met noppensiliconenband breed	●		●
	AG normaal/kort/extra kort met decoratieve siliconenband	●	●	●
	AG normaal/kort/extra kort met decoratieve siliconenband breed	●		●
	AG normaal/kort/extra kort met kanten siliconenband	●	●	●
	AG normaal/kort met heupbevestiging	●	●	●
	AG normaal/kort met lichaamsgordel (Expert)	●	●	●
	AT normaal/kort/extra kort met licht comprimerend broek	●	●	●
	AT eenbeens-panty met beenaanzet	●	●	●
	AT met open kruis	●	●	●
	AT met gulp	●	●	●
	AT met broek in het zelfde breiwerk als de kous	● ckl 2 – 3	● ckl 2 – 3	● ckl 2

● leverbaar in confectiematen I – VI en in maatwerk ● alleen leverbaar in maatwerk

De therapie intensieve



Juzo® Helasana®
Het voordelige alternatief



Open tenen
in confectiematen geschikt
voor schoenmaten 37 – 41

Kleur

Anijs
(Anise)



Noppensiliconenband

Artikel

Artikelnummer / **Compressie-klasse**



AD normaal/kort



AG normaal/kort

AG normaal/kort **met noppensiliconenband**

AG normaal/kort **met heupbevestiging**

Juzo® Helasana®

4512

•

•

•

•

• leverbaar in confectiematen II – V

Juzo® Ulcer Pro behandelingsset



rondbrei



vlakbrei

Juzo® Ulcer Pro

Het medische compressie kousen systeem



Juzo Ulcer Liner met gesloten tenen

in confectiematen geschikt voor schoenmaten 37 – 42



Juzo Ulcer Expert met open tenen

in confectiematen geschikt voor schoenmaten 37 – 42

Kleuren

Juzo Ulcer Liner

Wit
(White)

Juzo Ulcer Expert

Beige
(Beige)

Artikel

Artikelnummer / **Compressie-klasse**



AD normaal / kort Compressiekousen-systeem
set met 2 Ulcer Liner en 1 Ulcer Expert

Artikel

Artikelnummer / **Compressie-klasse**



AD normaal / kort Aanvullingsset
confectie: set met 3 Ulcer Liner
maatwerk: set met 2 Ulcer Liner

Juzo® Ulcer Pro

3073

•

Juzo® Ulcer Pro Add

2571

•

• leverbaar in confectiematen 1 – 6 en in maatwerk


De experts met naad



Kleuren

Suiker (Sugar)	Kardemom (Cardamom)	Amandel (Almond)
Cacao (Cacao)	Maanzaad (Poppy seed)	Blauwe bosbes (Blueberry)
Zwarte peper (Black pepper)	Juzo Expert (confectiematen en ckl 4), Juzo Expert Silver en Juzo Expert Cotton in de kleur Amandel	

Trendkleuren • Batik Collection • Stijtplaatjes



Juzo® Expert

Aangenaam zacht voor een individuele verzorging



Gesloten tenen
alleen in maatwerk



Open tenen
in confectiematen geschikt voor
schoenmaten 37 – 41
lange voet geschikt voor schoenmaten 40 – 44

Juzo® Expert Silver

Zacht breiwerk met antibacteriële werking



Gesloten tenen
alleen in maatwerk



Open tenen
alleen in maatwerk

Juzo® Expert Cotton

Extra zacht door natuurvezel



Gesloten tenen
alleen in maatwerk



Open tenen
in confectiematen geschikt voor
schoenmaten 37 – 41
lange voet geschikt voor schoenmaten 40 – 44



Noppen-
siliconenband



Smalle noppen-
siliconenband



Decoratieve
siliconenband



Kanten
siliconenband



Elastisch
band

Artikel		Juzo® Expert	Juzo® Expert Silver	Juzo® Expert Cotton
Artikelnummer / Compressie-klasse		3021 3022 3023 3024	3021 3022 3023 3024	3021 3022
	AD normaal/kort	● ckl 1 – 3 AD: ckl 2 AD kort	●	● ckl 1 – 2 AD
	AD normaal max/kort max	● ckl 2, niet in maatwerk		
	AD normaal/kort met smalle noppensiliconenband	● ckl 2	●	● ckl 2 AD
	AD normaal max/kort max met smalle noppensiliconenband	● ckl 2, niet in maatwerk		
	AD normaal/kort met elastisch band	● ckl 2	●	● ckl 2 AD
	AF	●	●	●
	AF met noppensiliconenband	●	●	●
	AF met decoratieve siliconenband	●	●	●
	AF met kanten siliconenband	●	●	●
	AG	●	●	●
	AG met noppensiliconenband	●	●	●
	AG met decoratieve siliconenband	●	●	●
	AG met kanten siliconenband	●	●	●
	AG met heupbevestiging	●	●	●
	AT	●	●	●
	AT eenbeens-panty met beenaanzet	●	●	●
	BT/CT/DT capribroek	●	●	●
	FT/ET bermudabroek	●	●	●

● leverbaar in confectiematen 1 – 6 en in maatwerk ● alleen leverbaar in maatwerk

De sterke experts met naad



Juzo® Expert Strong

Betrouwbaar en sterk in de lymfologie



Gesloten tenen



Open tenen

Juzo® Expert Strong Silver

Sterk met antibacteriële werking



Gesloten tenen



Open tenen

Juzo® Expert Strong Cotton

Sterk met natuurvezel



Gesloten tenen



Open tenen

Kleuren

Suiker
(Sugar)

Kardemom
(Cardamom)

Amandel
(Almond)

Cacao
(Cacao)

Maanzaad
(Poppy seed)


Blauwe bosbes
(Blueberry)

Zwarte peper
(Black pepper)

Juzo Expert Strong (ckl 4), Juzo Expert Strong Silver en
Juzo Expert Strong Cotton in de kleur Amandel

Trendkleuren • Stijtplaatjes

Trendkleuren
leverbaar in
Juzo Expert Strong (ckl 1-3)



Noppen-
siliconenband



Smalle noppen-
siliconenband



Decoratieve
siliconenband



Kanten
siliconenband



Elastisch
band

Artikel		Juzo® Expert Strong	Juzo® Expert Strong Silver	Juzo® Expert Strong Cotton
Artikelnummer / Compressie-klasse		3051 3052 3023 3054	3051 3052 3053 3054	3052 3053
	AD	●	●	●
	AD met smalle noppensiliconenband	●	●	●
	AD met elastisch band	●	●	●
	AF	●	●	●
	AF met noppensiliconenband	●	●	●
	AF met decoratieve siliconenband	●	●	●
	AF met kanten siliconenband	●	●	●
	AG	●	●	●
	AG met noppensiliconenband	●	●	●
	AG met decoratieve siliconenband	●	●	●
	AG met kanten siliconenband	●	●	●
	AG met heupbevestiging	●	●	●
	AT	●	●	●
	AT eenbeens-panty met beenaanzet	●	●	●
	BT/CT/DT capribroek	●	●	●
	FT/ET bermudabroek	●	●	●

● alleen leverbaar in maatwerk

Confectietabellen

De fijne modieuze en sportieve allrounder



Juzo Attractive 2701/2702/2781/2782 • Juzo Hostess 2501/2502/2581/2582 • Juzo Soft 2001/2002 • Juzo Soft Rib 2021/2022


Omvang in cm	Uitvoering	Meetpunt	I x-small	II small	III medium	IV large	V x-large	VI xx-large
	Noppensiliconenband wijd*	cG	49 – 58	53 – 63	57 – 68	64 – 75	67 – 79	74 – 85
	Noppensiliconenband**	cG	41 – 48	45 – 52	47 – 56	54 – 63	57 – 66	63 – 73
	Panty	cG	41 – 58	45 – 63	47 – 68	54 – 75	57 – 79	63 – 85
	Leggin	cF	41 – 55	45 – 60	47 – 65	54 – 72	57 – 76	63 – 82
	Kanten siliconenband	cE	30 – 37	33 – 41	35 – 45	39 – 48	41 – 51	44 – 55
	Comfort siliconenband	cD	27 – 33	29 – 36	31 – 40	34 – 43	36 – 46	39 – 48
	Gebreide boord	cC	29 – 34	32 – 38	34 – 43	38 – 47	41 – 50	44 – 53
		cB'	23 – 27	25 – 30	27 – 33	30 – 36	32 – 38	35 – 41
		cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24,5	24,5 – 27	27 – 30	30 – 33
		cY	26,5 – 30,5	29,5 – 32,5	31,5 – 35	34 – 37,5	36,5 – 41	39,5 – 45
		cA	17,5 – 22	19,5 – 24	21,5 – 26,5	24 – 29	26,5 – 33	29,5 – 37

*ook decoratieve siliconenband **ook decoratieve siliconenband **wijd**

Lengte in cm	Uitvoering	Beenlengte	Uitvoering	Beenlengte
fA: 15 – 18 cm	AD	40 – 46	AG / AT / BT	72 – 83
fZ: 23,5 – 26,5 cm	AD kort	34 – 39	AG / AT / BT kort	66 – 72
Schoenmaat 37 – 42 Schoenmaat Soft Rib 38 – 44	AD extra kort	31 – 34	AG / AT extra kort	58 – 66

De therapie intensieve en sportieve allrounder

Juzo Dynamic 3511 / 3512 / 3513 • Juzo Dynamic Cotton 3511 / 3512 • Juzo Dynamic Cotton Rib 3521 / 3522

Omvang in cm	Uitvoering	Meetpunt	I x-small	II small	III medium	IV large	V x-large	VI xx-large
	Noppensiliconenband wijd*	cG	50 – 56	54 – 62	58 – 66	64 – 73	68 – 77	73 – 82
	Noppensiliconenband**	cG	43 – 49	47 – 53	49 – 57	55 – 63	59 – 67	64 – 72
	Panty	cG	43 – 56	47 – 62	49 – 66	55 – 73	59 – 77	64 – 82
	Kanten siliconenband	cF	43 – 53	47 – 59	49 – 63	55 – 70	59 – 74	64 – 79
	Gebreide boord	cE	28 – 34	30 – 37	33 – 41	35 – 43	37 – 44	40 – 48
		cD	25 – 30	27 – 33	30 – 36	33 – 39	35 – 41	37 – 43
		cC	27 – 34	29 – 37	33 – 41	36 – 45	39 – 47	42 – 50
		cB ¹	24 – 26	25 – 29	27 – 33	31 – 36	34 – 39	36 – 41
		cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24,5	24,5 – 27	27 – 30	30 – 33
		cY	26,5 – 30,5	29,5 – 32,5	31,5 – 35	34 – 37,5	36,5 – 41	39,5 – 45
		cA	17,5 – 22	19,5 – 24	21,5 – 26,5	24 – 29	26,5 – 33	29,5 – 37

*ook decoratieve siliconenband wijd **ook decoratieve siliconenband

Lengte in cm	Uitvoering	Beenlengte	Uitvoering	Beenlengte
 fA: 15 – 18 cm  fZ: 23,5 – 26,5 cm	AD	40 – 46	 AG / AT	72 – 83
Schoenmaat 37 – 42	AD kort	34 – 39	AG / AT kort	66 – 72
Schoenmaat Dynamic Cotton Rib 39 – 45 (kort voet 36 – 39)	AD extra kort	31 – 34	 AG / AT extra kort	58 – 66



Juzo Ulcer Pro behandelingsset

Juzo Ulcer Pro 3073 • Juzo Ulcer Pro Add 2571




Omvang in cm



AD 40 – 46
AD kort 34 – 39

FA 15 – 18 cm (Z: 23,5 – 26,5 cm)
Schoenmaat 37 – 42



Meetpunt

	1 x-small	2 small	3 medium	4 large	5 x-large	6 xx-large
cD	27 – 29,5	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39	38,5 – 42	41,5 – 45,5
cC	29 – 31,5	31,5 – 34,5	34,5 – 37,5	37,5 – 41	40,5 – 44,5	43 – 47
cB'	23,5 – 25,5	25,5 – 28	27,5 – 30	30 – 33	32,5 – 35,5	35 – 38,5
cB	18,5 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28,5	28 – 30,5
cY	28 – 30,5	29 – 31,5	31 – 34	33 – 36	35 – 38,5	37 – 40,5
cA	18,5 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28,5	28 – 30,5

De experts met naad


Juzo Expert 3021 / 3022 • Juzo Expert Cotton 3021 / 3022



Omvang in cm



AD 40 – 46
AD kort 34 – 39



FA 15 – 17 cm (lange voet 17 – 19 cm)
Schoenmaat 37 – 41 (lange voet 40 – 44)

Meetpunt

	1 x-small	2 small	3 medium	4 large	5 x-large	6 xx-large
cD	27 – 29,5	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39	38,5 – 42	41,5 – 45,5
cD max	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39	38,5 – 42	41,5 – 45,5	44,5 – 48,5
cC	29 – 31,5	31,5 – 34,5	34,5 – 37,5	37,5 – 41	40,5 – 44,5	43 – 47
cC max	27 – 29,5	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39	38,5 – 42	41,5 – 45,5
cB'	23,5 – 25,5	25,5 – 28	27,5 – 30	30 – 33	32,5 – 35,5	35 – 38,5
cB' max	31,5 – 34,5	34,5 – 37,5	37,5 – 41	40,5 – 44,5	43 – 47	45,5 – 49,5
cB	18,5 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28,5	28 – 30,5
cY	28 – 30,5	29 – 31,5	31 – 34	33 – 36	35 – 38,5	37 – 40,5
cA	18,5 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28,5	28 – 30,5

Juzo Expert Cotton niet leverbaar en max

Onderste extremiteiten

Compressiesegmenten been en voetkappen



Juzo® Expert

Aangenaam zacht voor een individuele verzorging

Juzo® Expert Silver

Zacht breiwerk met antibacteriële werking

Juzo® Expert Cotton

Extra zacht door natuurvezel

Juzo® Expert Strong

Betrouwbaar en sterk in de lymfologie

Juzo® Expert Strong Silver

Sterk met antibacteriële werking

Kleuren

Suiker (Sugar)	Kardemom (Cardamom)	Amandel (Almond)
Cacao (Cacao)	Maanzaad (Poppy seed)	Blauwe bosbes (Blueberry)
Zwarte peper (Black pepper)	Juzo Expert (confectiematen), Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton en Juzo Expert Strong Silver in de kleur Amandel	

Trendkleuren · Stijkplaatjes



Artikel	Juzo® Expert	Juzo® Expert Silver	Juzo® Expert Cotton	Juzo® Expert Strong	Juzo® Expert Strong Silver
Artikelnummer / Compressie-klasse	3021 3022	3021 3022	3021 3022	3051 3052	3051 3052
 BD Kuitstuk	● ckl 2	●	●	●	●
 BF Beenstuk	●	●	●	●	●
 BG Beenstuk	●	●	●	●	●
 DG Dijbeenstuk	●	●	●	●	●
 FG Dijbeenstuk	● ckl 2	●	●	●	●
 ZE Voetkap met gesloten of open tenen	●	●	●	●	●

● leverbaar in confectiematen 1 – 6 en in maatwerk ● alleen leverbaar in maatwerk

Compressiestompkousen



Juzo® Dynamic

Betrouwbaar belastbaar

Juzo® Dynamic Silver

Werkt antibacterieel tegen huidirritaties



Noppensiliconenband



Smalle noppensiliconenband

Kleuren

Juzo Dynamic

Sesam
(Sesame)

Amandel
(Almond)

Maanzaad
(Poppy seed)

Blauwe bosbes
(Blueberry)

Zwarte peper
(Black pepper)


Juzo Dynamic Silver

Amandel
(Almond)

Artikel		Juzo® Dynamic	Juzo® Dynamic Silver
Artikelnummer / Compressie-klasse		3511 3512	3511 3512
	FG kort/middel/lang/exart. van de knie Stompkous met heupbevestiging (standaarduitvoering)	●	●
	FG kort/middel/lang/exart. van de knie Stompkous zonder heupbevestiging	●	●
	FG kort/middel/lang/exart. van de knie Stompkous met siliconenband	●	●
	CF kort/middel/lang Stompkous	●	●
	CF kort/middel/lang Stompkous met siliconenband	●	●
	HD Stompkous tot aan de knie na Pirogoff-amputatie	●	●
	SG Stompkous	●	●
	SG Stompkous met smalle siliconenband	●	●
	SH Stompkous met schouder en gordel	●	●
	SH Stompkous met schouderkap en siliconenstrips ter bevestiging aan het b.h.-bandje	●	●
	SH Stompkous met schouderkap ter bevestiging aan het b.h.-bandje	●	●

● leverbaar in confectiematen I – VI en in maatwerk ● **alleen leverbaar in maatwerk**

Compressiestompkousen



Juzo® Expert

Aangenaam zacht voor een individuele verzorging

Juzo® Expert Silver

Zacht breiwerk met antibacteriële werking

Juzo® Expert Cotton

Extra zacht door natuurvezel

Kleuren

Suiker (Sugar)	Kardemom (Cardamom)	Amandel (Almond)
Cacao (Cacao)	Maanzaad (Poppy seed)	Blauwe bosbes (Blueberry)
Zwarte peper (Black pepper)	Juzo Expert (confectiematen), Juzo Expert Silver en Juzo Expert Cotton in de kleur Amandel	

Trendkleuren



Noppensiliconenband



Smalle noppensiliconenband

Artikel		Juzo® Expert	Juzo® Expert Silver	Juzo® Expert Cotton
Artikelnummer / Compressie-klasse		3021 3022	3021 3022	3021 3522
	FG kort/middel/lang/exart. van de knie Stompkous met heupbevestiging (standaarduitvoering)	●	●	●
	FG kort/middel/lang/exart. van de knie Stompkous zonder heupbevestiging	●	●	●
	FG kort/middel/lang/exart. van de knie Stompkous met siliconenband	●	●	●
	CF kort/middel/lang Stompkous	●	●	●
	CF kort/middel/lang Stompkous met siliconenband	●	●	●
	HD Stompkous tot aan de knie na Pirogoff-amputatie	●	●	●
	DF/DG Manchetten voor onderbeenprothesen (zonder lengtenaad in de knieholte) met siliconen voorziene stabilisatiebanden aan de zijanten	3232 ● DF		
	SG Stompkous	●	●	●
	SG Stompkous met smalle siliconenband	●	●	●
	SH Stompkous met schouder en gordel	●	●	●
	SH Stompkous met schouderkap en siliconenstrips ter bevestiging aan het b.h.-bandje	●	●	●
	SH Stompkous met schouderkap ter bevestiging aan het b.h.-bandje	●	●	●



● leverbaar in confectiematen 1 – 6 en in maatwerk ● **alleen leverbaar in maatwerk**

Confectietabellen

Compressiesegmenten been

Juzo® Expert 3022



Lengte in cm		Omvang in cm					
FG		1	2	3	4	5	6
		x-small	small	medium	large	x-large	xx-large
		44 – 47	47 – 50,5	50,5 – 54,5	54,5 – 58	58 – 61	61 – 65
		32 – 35	35 – 38	38 – 41	41 – 44	44 – 47	47 – 51
BD		1	2	3	4	5	6
		x-small	small	medium	large	x-large	xx-large
		27 – 29,5	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39	38,5 – 42	41,5 – 45,5
		29 – 31,5	31,5 – 34,5	34,5 – 37,5	37,5 – 41	40,5 – 44,5	43 – 47
		23,5 – 25,5	25,5 – 28	27,5 – 30	30 – 33	32,5 – 35,5	35 – 38,5
		18,5 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28,5	28 – 30,5

Manchetten voor onderbeenprothesen

Juzo® Expert 3232

Lengte in cm		Omvang in cm					
DF		1	2	3	4	5	6
		x-small	small	medium	large	x-large	xx-large
		36 – 38	38 – 40	40 – 42	42 – 44	44 – 46	46 – 48
		29 – 31	31 – 33	33 – 35	35 – 37	37 – 39	39 – 41
		26 – 28	28 – 30	30 – 32	32 – 34	34 – 36	36 – 38

Bovenste extremiteiten

Compressiearmbandages



Juzo® Soft

Superzacht voor een comfortabel gevoel

Juzo® Dynamic

Betrouwbaar belastbaar

Juzo® Dynamic Silver

Werkt antibacterieel tegen huidirritaties

Kleuren

Juzo Soft

Suiker (Sugar)	Sesam (Sesame)	Amandel (Almond)
Nootmuskat (Nutmeg)	Kaneel (Cinnamon)	Cacao (Cacao)
Mananzaad (Poppy seed)	Blauwe bosbes (Blueberry)	Zwarte peper (Black pepper)
Trendkleuren	Batik Collection	

Juzo Dynamic

Sesam (Sesame)	Amandel (Almond)	Maanzaad (Poppy seed)
Blauwe bosbes (Blueberry)	Zwarte peper (Black pepper)	

Juzo Dynamic Silver in de kleur Amandel



Smalle noppen-
siliconenband

Artikel		Juzo® Soft	Juzo® Dynamic	Juzo® Dynamic Silver
Artikelnummer / Compressie-klasse		2001	3511	3511
		2002	3512	3512
			3513	3513
	CG normaal / max Armbandage	●	● ckl 1 – 2	●
	CG normaal / max Armbandage met smalle noppensiliconenband	●	● ckl 1 – 2	●
	CH normaal / max Armbandage met schouder en gordel	●	● ckl 1 – 2	●
	CH normaal / max Armbandage met schouderkap en siliconenstrips	●	●	●
	ter bevestiging aan het b.h.-bandje	●	●	●
	CH Armbandage met schouderkap ter bevestiging aan het b.h.-bandje	●	●	●
			3511	
			3512	
	AGA Armbandage met aangebreid handgedeelte (met duimaanzet)		●	
	AGA normaal / max Armbandage met aangebreid handgedeelte (met duimaanzet)		●	
	en smalle noppensiliconenband			

● leverbaar in confectiematen I – VI / I – VI max en in maatwerk ● **alleen leverbaar in maatwerk**

Compressiearmbandages



Kleuren

Suiker
(Sugar)

Kardemom
(Cardamom)

Amandel
(Almond)

Cacao
(Cacao)

Maanzaad
(Poppy seed)

Blauwe bosbes
(Blueberry)

Zwarte peper
(Black pepper)

Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton en Juzo Expert Strong Silver in de kleur Amandel.

Trendkleuren • Batik Collection • Stijkplaatjes

Trendkleuren
leverbaar in Juzo Expert en
Juzo Expert Strong

Batik Collection
leverbaar in Juzo Expert



Juzo® Expert

Aangenaam zacht voor een individuele verzorging

Juzo® Expert Silver

Zacht breiwerk met antibacteriële werking

Juzo® Expert Cotton

Extra zacht door natuurvezel

Juzo® Expert Strong

Betrouwbaar en sterk in de lymfologie

Juzo® Expert Strong Silver

Sterk met antibacteriële werking



Smalle noppen-
siliconenband



Noppensiliconenband



Elastisch
band

Artikel	Juzo® Expert	Juzo® Expert Cotton	Juzo® Expert Silver	Juzo® Expert Strong	Juzo® Expert Strong Silver
Artikelnummer / Compressie-klasse	3021 3022 3023	3021 3022 3023	3021 3022 3023	3021 3022 3023	3021 3022 3023
 CG Armbandage	•	•	•	•	•
CG Armbandage met smalle noppensiliconenband	•	•	•	•	•
CG Armbandage met extra verhoging, smalle noppensiliconenband en naad aan de buitenzijde verlopend	● ckl 2	•	•	•	•
 CH Armbandage met schouder en gordel	•	•	•	•	•
CH Armbandage met schouderkap en siliconenstrips ter bevestiging aan het b.h.-bandje	•	•	•	•	•
CH Armbandage met schouderkap ter bevestiging aan het b.h.-bandje	•	•	•	•	•
 AGA / AGO / AGG Armbandage met aangebreid handgedeelte (met duimaanzet) of handschoen (met open of gesloten vingers)	•	•	•	•	•
AHAG / AHOG / AHGG Armbandage met aangebreid handgedeelte (met duimaanzet) of handschoen (met open of gesloten vingers) en schouder en gordel	•	•	•	•	•

● leverbaar in confectiematen 2 – 4 en in maatwerk • alleen leverbaar in maatwerk

Confectietabellen


Compressiearmbandages

Juzo® Soft 2001 / 2002 · Juzo® Dynamic 3511 / 3512



Lengte in cm	Omvang in cm					
	I	II	III	IV	V	VI
	x-small	small	medium	large	x-large	xx-large
	30,0 – 33,0	32,0 – 35,0	34,0 – 37,0	36,0 – 39,5	38,0 – 41,5	40,0 – 44,0
	24,0 – 26,0	26,0 – 28,5	28,0 – 30,5	30,0 – 33,0	32,0 – 35,0	34,0 – 37,0
	28,0 – 30,5	30,0 – 33,0	32,0 – 35,0	34,0 – 37,0	36,0 – 39,5	38,0 – 41,5
	23,0 – 25,0	24,5 – 27,0	26,0 – 28,5	27,5 – 30,0	29,0 – 31,5	30,5 – 33,5
	25,0 – 27,5	27,0 – 29,5	29,0 – 31,5	30,5 – 33,5	32,0 – 35,0	33,5 – 36,5
	23,0 – 25,0	24,5 – 27,0	26,0 – 28,5	27,5 – 30,0	29,0 – 31,5	30,5 – 33,5
	25,0 – 27,5	27,0 – 29,5	29,0 – 31,5	30,5 – 33,5	32,0 – 35,0	33,5 – 36,5
	23,0 – 25,0	24,5 – 27,0	26,0 – 28,5	27,5 – 30,0	29,0 – 31,5	30,5 – 33,5
	14,5 – 16,0	16,0 – 17,5	17,5 – 19,0	19,0 – 20,5	20,5 – 22,0	22,0 – 24,0
	17,5 – 19,0	19,0 – 20,5	20,5 – 22,0	22,0 – 23,5	23,5 – 25,0	25,0 – 26,5

Juzo® Expert 3022

Lengte in cm	Omvang in cm		
CG met schuine afwerking, smalle siliconenband en naad aan de buitenzijde verlopend 	2	3	4
	small	medium	large
	27,5 – 31	31 – 35	35 – 39
	24,5 – 27,5	27,5 – 30,5	30,5 – 34,5
	23 – 25,5	25,5 – 28	28 – 31
	22 – 24	24 – 27	27 – 30
	17,5 – 20	20 – 22	22 – 24
	16 – 18	18 – 20	20 – 22

Compressiehandschoen



Juzo® Classic Seamless

Comfortabel dankzij naadloos breiwerk

Kleuren

Sesam*
(Sesame)

Amandel
(Almond)

Zwarte peper*
(Black pepper)

*Kleuren Sesam en Zwarte peper leverbaar vanaf 01.01.2017.

Artikel	
Artikelnummer / Compressie-klasse	
	HDA Handschoen met duimaanzet
	HFA Handschoen met open fingers

Juzo® Classic Seamless
2301
2302
•
•

- leverbaar in confectionmaten 2 – 5

Compressiehandschoen



Juzo® Expert

Aangenaam zacht voor een individuele verzorging

Juzo® Expert Silver

Zacht breiwerk met antibacteriële werking

Juzo® Expert Cotton

Extra zacht door natuurvezel

Juzo® Expert Strong

Betrouwbaar en sterk in de lymfologie

Juzo® Expert Strong Silver

Sterk met antibacteriële werking

Kleuren

Suiker (Sugar)	Kardemom (Cardamom)	Amandel (Almond)
Cacao (Cacao)	Maanzaad (Poppy seed)	Blauwe bosbes (Blueberry)
Zwarte peper (Black pepper)	Juzo Expert (confectiematen), Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton en Juzo Expert Strong Silver in de kleur Amandel.	

Trendkleuren · Stijkplaatjes



Artikel	Juzo® Expert	Juzo® Expert Cotton	Juzo® Expert Silver	Juzo® Expert Strong	Juzo® Expert Strong Silver
Artikelnummer / Compressie-klasse	3021 3022	3021 3022	3021 3022	3051 3052	3051 3052
 HDA Handschoen kort met duimaanzet	●	●	●	●	●
 HDA Handschoen lang met duimaanzet	●	●	●	●	●
 HF / HFA Handschoen kort met open of gesloten vingers	●	●	●	●	●
 HF / HFA Handschoen lang met open of gesloten vingers	●	●	●	●	●

● leverbaar in confectiematen 1 – 6 en in maatwerk ● **alleen leverbaar in maatwerk**

Artikel	Juzo® Expert	Juzo® Expert Silver
Artikelnummer / Compressie-klasse	3021 3022	3021 3022
 FI Vingerling open of gesloten	● open	●
 FI Vingerling open of gesloten met klittenband	●	●

● leverbaar in confectiematen 1 – 3 en in maatwerk ● **alleen leverbaar in maatwerk**

Confectietabellen

Compressiehandschoenen

Juzo® Classic Seamless 2301 / 2302



Lengte in cm		Omvang in cm			
HDA		2 small	3 medium	4 large	5 x-large
		17,5 – 19,5	19,5 – 21	21 – 23	23 – 25,5
		14,5 – 16,5	16,5 – 18	18 – 20	20 – 22
HFA		2 small	3 medium	4 large	5 x-large
		17,5 – 19,5	19,5 – 21	21 – 23	23 – 25,5
		14,5 – 16,5	16,5 – 18	18 – 20	20 – 22


Compressiehandschoenen

Juzo® Expert 3021 / 3022



Lengte in cm		Omvang in cm					
HDA		1	2	3	4	5	6
		x-small	small	medium	large	x-large	xx-large
		cX	cX	cX	cX	cX	cX
		6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2
		17,5	19	20,5	22	23,5	25
		14,5	16	17,5	19	20,5	22

Juzo® Expert 3021 / 3022

Lengte in cm		Omvang in cm											
HFA / HFK		1		2		3		4		5		6	
		x-small		small		medium		large		x-large		xx-large	
		cX	cZ	cX	cZ	cX	cZ	cX	cZ	cX	cZ	cX	cZ
	①	6,1	5,1	6,5	5,5	6,9	5,9	7,4	6,4	7,8	6,8	8,2	7,2
	②	6,2	4,6	6,7	5,1	7,1	5,5	7,6	6,0	8	6,4	8,5	6,9
	③	6	4,6	6,3	4,9	6,7	5,3	7,1	5,7	7,5	6,1	7,9	6,5
	④	5,7	4,6	6	4,8	6,3	5,1	6,7	5,5	7,1	5,9	7,4	6,2
	⑤	5,3	4,5	5,5	5,5	5,9	4,7	6,3	5,1	6,7	5,5	7,0	5,8
		17,5		19		20,5		22		23,5		25	
		14,5		16		17,5		19		20,5		22	

Compressievingerlinge

Juzo® Expert 3021 / 3022

Lengte in cm		Omvang in cm					
FI		1		2		3	
		x-small		small		medium	
		cX	cZ	cX	cZ	cX	cZ
		6,0	5,0	6,7	5,7	7,5	6,5

Compressiesegmenten thorax



Juzo® Expert

Aangenaam zacht voor een individuele verzorging

Juzo® Expert Silver

Zacht breiwerk met antibacteriële werking

Kleuren

Suiker (Sugar)	Kardemom (Cardamom)	Amandel (Almond)
Cacao (Cacao)	Maanzaad (Poppy seed)	Blauwe bosbes (Blueberry)
Zwarte peper (Black pepper)	Juzo Expert Silver in de kleur Amandel	

Trendkleuren · Stijtplaatjes



Artikel		Juzo® Expert	Juzo® Expert Silver
Artikelnummer / Compressie-klasse		3021 3022	3021 3022
	Thoraxbandage als slipover	•	•
	Thoraxbandage met armbandages of armaanzet, als slipover	•	•
	Compressiebody zonder armbandages met bodybevestiging uitsluitend in combinatie met sluitingsmogelijkheid (klittenband-, rits-, haak-/ogsluiting)	•	•
	Compressiebody met armbandages of armaanzet en bodybevestiging uitsluitend in combinatie met sluitingsmogelijkheid (klittenband-, rits-, haak-/ogsluiting)	•	•
	Losse flap vastgenaaid aan één zijde van de thoraxbandage	•	•
	Romp-bandage vanaf heupgewricht tot oksel	•	•

• alleen leverbaar in maatwerk

Compressiesegmenten hoofd



Juzo® Expert

Aangenaam zacht voor een individuele verzorging

Juzo® Expert Silver

Zacht breiwerk met antibacteriële werking

Kleuren

Suiker (Sugar)	Kardemom (Cardamom)	Amandel (Almond)
Cacao (Cacao)	Maanzaad (Poppy seed)	Blauwe bosbes (Blueberry)
Zwarte peper (Black pepper)	Juzo Expert Silver in de kleur Amandel	

Trendkleuren · Stijkplaatjes



Artikel		Juzo® Expert	Juzo® Expert Silver
Artikelnummer / Compressie-klasse		3021	3021
	Hals- en kinbandage met hoofdband, het halsgedeelte d.m.v. (met klittenband- of haaksluiting aan het achterhoofd te sluiten)	●	●
	Hoofdbandage "gezichtsveld" vrij Voor- en achterhoofd open (met klittenband- of haaksluiting aan het achterhoofd te sluiten)	●	●
	Hoofdbandage "gezichtsveld" vrij Voor- en achterhoofd gesloten (met klittenband- of haaksluiting aan het achterhoofd te sluiten)	●	●
	Gezichtsmasker Voor- en achterhoofd open met uitsparingen voor ogen, neus en mond (met klittenband- of haaksluiting aan het achterhoofd te sluiten)	●	●
	Gezichtsmasker Voor- en achterhoofd gesloten met uitsparingen voor ogen, neus en mond (met klittenband- of haaksluiting aan het achterhoofd te sluiten)	●	●

● alleen leverbaar in maatwerk

Indicaties voor therapeutische elastische kousen

Flebologische en lymfologische indicaties		Juzo® Attractive	Juzo® Hostess®	Juzo® Soft	Juzo® Soft Rib	Juzo® Dynamic	Juzo® Dynamic Cotton Rib	Juzo® Dynamic Silver	Juzo® Expert	Juzo® Expert Silver / Expert Cotton	Juzo® Expert Strong / Expert Strong Silver / Expert Strong Cotton
	Geringe varices Tromboseprofylaxe Beginnende zwangerschap varicosis zonder oedeem	ckl 1 ckl 2	ckl 1 ckl 2	ckl 1 ckl 2	ckl 1 ckl 2						
	Tromboflebitis zonder oedeem	ckl 2	ckl 2	ckl 2	ckl 2	ckl 2	ckl 2	ckl 2	ckl 2	ckl 2	
	Trombose zonder oedeem Trombose met oedeem					(ckl 3)	(ckl 3)	ckl 3	ckl 3	ckl 2 (ckl 3)	ckl 2 (ckl 3)
	Posttrombotisch syndroom					(ckl 3)			(ckl 3)		ckl 3
	Primaire en secundaire varices Uitgebreide varices bij zwangerschap					(ckl 3)			(ckl 3)	ckl 3	
	Varices met oedeem					(ckl 3)			(ckl 3)		ckl 3

Flebologische en lymfologische indicaties		Juzo® Attractive	Juzo® Hostess®	Juzo® Soft	Juzo® Soft Rib	Juzo® Dynamic	Juzo® Dynamic Cotton Rib	Juzo® Dynamic Silver	Juzo® Expert	Juzo® Expert Silver / Expert Cotton	Juzo® Expert Strong / Expert Strong Silver / Expert Strong Cotton
	Zware secundaire varices					ckl 3			ckl 3		ckl 3
	CVI stadium 1	ckl 2	ckl 2	ckl 2	ckl 2						
	CVI stadium 2			ckl 2	ckl 2	ckl 2	ckl 2	ckl 2	ckl 2		
	Atrofie blanche					(ckl 3)			(ckl 3)	ckl 3	
	(Genezen) ulcus cruris venosum CVI stadium 3					(ckl 3)					ckl 3
	Dermis Ocre					(ckl 3)			(ckl 3)		ckl 3

Klasse 1 wordt niet vergeod | () = niet volgens het hulpmiddelenkompas 2002 in Nederland. In België adviseren wij u hiervoor de lijst van het Riziv raad te plegen.

Indicaties voor therapeutische elastische kousen

Flebologische en lymfologische indicaties		Juzo® Attractive	Juzo® Hostess®	Juzo® Soft	Juzo® Soft Rib	Juzo® Dynamic	Juzo® Dynamic Cotton Rib	Juzo® Dynamic Silver	Juzo® Expert	Juzo® Expert Silver / Expert Cotton	Juzo® Expert Strong / Expert Strong Silver / Expert Strong Cotton
	Orthostatisch eczeem					(ckl 3)			(ckl 3)	ckl 3	
	Dependency oedeem			ckl 1 ckl 2	ckl 1 ckl 2						
	Na doorgemaakte flebitis	ckl 1 ckl 2	ckl 1 ckl 2	ckl 1 ckl 2	ckl 1 ckl 2	ckl 1 ckl 2	ckl 2	ckl 1 ckl 2	ckl 1 ckl 2		
	Na genezen ulcus cruris venosum					(ckl 3)			(ckl 3)		ckl 3
	Na operatie Strippen Venen scleroseren	ckl 2	ckl 2	ckl 2	ckl 2	ckl 2					
	Lymfoedeem stadium 0	ckl 1 ckl 2	ckl 1 ckl 2	ckl 1 ckl 2	ckl 1 ckl 2	ckl 1 ckl 2	ckl 2	ckl 1 ckl 2	ckl 1 ckl 2		

Flebologische en lymfologische indicaties		Juzo® Attractive	Juzo® Hostess®	Juzo® Soft	Juzo® Soft Rib	Juzo® Dynamic	Juzo® Dynamic Cotton Rib	Juzo® Dynamic Silver	Juzo® Expert	Juzo® Expert Silver / Expert Cotton	Juzo® Expert Strong / Expert Strong Silver / Expert Strong Cotton
	Lymfoedeem stadium 1 Reversibel					(ckl 2) (ckl 3)			ckl 2 (ckl 3)	(ckl 2) ckl 3	
	Lymfoedeem stadium 2 Reversibel										ckl 3 ckl 4
	Lymfoedeem stadium 3 Elefantiasis										ckl 4

Wij bedanken Dr. D.N. Kolbach voor het beschikbaar stellen van een deel van haar medische fotocollectie.

Klasse 1 wordt niet vergoed | () = niet volgens het hulpmiddelenkompas 2002 in Nederland. In België adviseren wij u hiervoor de lijst van het Riziv raad te plegen.

Julius Zorn GmbH

Juliusplatz 1
86551 Aichach
Duitsland

www.juzo.com

Klantenservice NL

Tel. 08000 2227 86
Fax 08000 2351 78
E-mail order@juzo.nl

www.juzo.nl

Klantendienst B

Tel. 0800 14041
Fax 0800 18085
E-mail order@juzo.be

www.juzo.be

