

Confectiemaattabellen
therapeutische
elastische kousen
2021

VARODEM[®]



R = zonder naad **V** = met naad

Maattabellen

Met deze confectiemaattabellen heeft u een handig en overzichtelijk hulpmiddel in handen om de juiste keuze te maken uit ons veelzijdige assortiment geconfectioneerde kousen.

U treft per product een duidelijke confectiemaattabel aan, maar ook een overzicht van alle beschikbare modellen, opties en kleuren.

De maataanduidingen in de maattabellen worden in centimeters weergegeven.

Heeft u aanvullende informatie of advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op via het telefoonnummer **0475 589302** of mail ons op het e-mailadres **info@varodem.nl**. Bezoek ook eens onze website www.varodem.nl of volg ons op **social media**.

Confectie (C) of gpersonaliseerd (P)

In dit tabellenboekje is de term maatwerk aangepast naar 'gepersonaliseerd'. Dit heeft alles te maken met vernieuwde wet- en regelgeving (MDR 2020).



Omvangmaten voor een panty (AT)						
Maat	1	2	3	4	5	6
cG	41 - 58	45 - 63	47 - 68	54 - 75	57 - 79	63 - 85
Omvangmaten met siliconenband wijd (G+ maat)						
cG+	49 - 58	53 - 63	57 - 68	64 - 75	67 - 79	74 - 85
Omvangmaten met siliconenband standaard						
cG	41 - 48	45 - 52	47 - 56	54 - 63	57 - 66	63 - 73
cF	41 - 55	45 - 60	47 - 65	54 - 72	57 - 76	63 - 82
cE	30 - 37	33 - 41	35 - 45	39 - 48	41 - 51	44 - 55
cD	27 - 33	29 - 36	31 - 40	34 - 43	36 - 46	39 - 48
cC	29 - 34	32 - 38	34 - 43	38 - 47	41 - 50	44 - 53
cB ¹	23 - 27	25 - 30	27 - 33	30 - 36	32 - 38	35 - 41
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24.5	24.5 - 27	27 - 30	30 - 33
cY	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35	34 - 37.5	36.5 - 41	39.5 - 45
cA	17.5 - 22	19.5 - 24	21.5 - 26.5	24 - 29	26.5 - 33	29.5 - 37

Kernwoorden: licht en transparant, veel lengterek en voor de lichte medische indicaties.

Meetpunten	Modellen		Opties
	AD <i>kniekous</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 3 cm <input checked="" type="checkbox"/> Sensitive siliconenband 3 cm <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
	AG <i>lieskous</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 5 cm (standaard) <input checked="" type="checkbox"/> G+ Siliconenband 5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Sensitive siliconenband 5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
	AGT <i>li/re lieskous met heupstuk</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
	AT <i>panty</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Met gulp

Lengtematen been	kort	normaal
lD	34 - 39	40 - 46
lG	66 - 72	72 - 83
Lengtematen voet	kort	normaal
lA	15 - 18	16 - 21
lZ	22 - 26	24 - 29

Kleuren		
	beige	
	lichtbeige	
		zwart



Omvangmaten voor een panty (AT)						
Maat	1	2	3	4	5	6
cG	43 - 56	47 - 62	49 - 66	55 - 73	59 - 77	64 - 82
Omvangmaten met siliconenband wijd (G+ maat)						
cG+	50 - 56	54 - 62	58 - 66	64 - 73	68 - 77	73 - 82
Omvangmaten met siliconenband standaard						
cG	43 - 49	47 - 53	49 - 57	55 - 63	59 - 67	64 - 72
cF	43 - 53	47 - 59	49 - 63	55 - 70	59 - 74	64 - 79
cE	28 - 34	30 - 37	33 - 41	35 - 43	37 - 44	40 - 48
cD	25 - 30	27 - 33	30 - 36	33 - 39	35 - 41	37 - 43
cC	27 - 34	29 - 37	33 - 41	36 - 45	39 - 47	42 - 50
cB ¹	24 - 26	25 - 29	27 - 33	31 - 36	34 - 39	36 - 41
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24.5	24.5 - 27	27 - 30	30 - 33
cY	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35	34 - 37.5	36.5 - 41	39.5 - 45
cA	17.5 - 22	19.5 - 24	21.5 - 26.5	24 - 29	26.5 - 33	29.5 - 37

Kernwoorden: voor mobiele mensen, veel lengterek, duurzaam en krachtig

Meetpunten	Modellen		Opties
	AD <i>kniekous</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 3 cm <input checked="" type="checkbox"/> Sensitive siliconenband 3 cm <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
	AG <i>lieskous</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 5 cm (standaard) <input checked="" type="checkbox"/> G+ Siliconenband 5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Sensitive siliconenband 5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
	AGT <i>li/re lieskous met heupstuk</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
	AT <i>panty</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Met gulp

Lengtematen been	extra kort	kort	normaal
lD	31 - 34	34 - 39	40 - 46
lG	58 - 66	66 - 72	72 - 83
Lengtematen voet	extra kort	kort	normaal
lA	14 - 16	15 - 18	16 - 21
lZ	20 - 23	22 - 26	24 - 29



Kleuren	
beige	blauw
zwart	donkergrijs

Nieuw: extra korte lengtemaat!



Omvangmaten						
Maat	1	2	3	4	5	6
cD	25 - 30	27 - 33	30 - 36	33 - 39	35 - 41	37 - 43
cC	27 - 34	29 - 37	33 - 41	36 - 45	39 - 47	42 - 50
cB ¹	24 - 26	25 - 29	27 - 33	31 - 36	34 - 39	36 - 41
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24.5	24.5 - 27	27 - 30	30 - 33
cY	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35	34 - 37.5	36.5 - 41	39.5 - 45
cA	17.5 - 22	19.5 - 24	21.5 - 26.5	24 - 29	26.5 - 33	29.5 - 37

Kernwoorden: stoere en sportieve kous, van katoen en met ribstructuur.

Meetpunten	Modellen		Opties
	<p>AD kniekous</p>		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 3 cm <input checked="" type="checkbox"/> Sensitive siliconenband 3 cm <p><i>Souplesse Cotton wordt uitsluitend geleverd met teenstuk.</i></p>

Lengtematen been	kort	normaal
lD	34 - 39	40 - 46
Lengtematen voet	kort	normaal
lZ	22 - 26	24 - 29

Kleuren	
● beige	● blauw
● zwart	



Omvangmaten						
Maat	1	1C+	2	2C+	3	3C+
cG	45 - 50	51 - 56	51 - 56	57 - 62	57 - 62	63 - 68
cF	40 - 44	50 - 54	45 - 49	55 - 59	50 - 54	60 - 64
cE	33.5 - 36.5	38.5 - 41.5	37.5 - 41.5	42.5 - 45.5	43.5 - 46.5	47.5 - 49.5
cD	28.5 - 31.5	32.5 - 36.5	32.5 - 36.5	37.5 - 40.5	37.5 - 40.5	41.5 - 43.5
cC	30 - 33	34 - 38.5	34 - 38	39 - 42	39 - 42	43 - 45
cB ¹	23.5 - 26	25.5 - 28.5	27 - 30	29.5 - 32	31 - 33.5	33 - 35
cB	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	25 - 27	25 - 27
cY	28.5 - 31	28.5 - 31	31.5 - 35	31.5 - 35	35 - 37	35 - 37
cA	18.5 - 23.5	18.5 - 23.5	21.5 - 26	21.5 - 26	25 - 29	25 - 29

Kernwoorden: goede hanteerbaarheid, zeer breed inzetbaar, ook geschikt voor minder mobiele mensen.

Meetpunten	Modellen		Opties
	AD <i>kniekous</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 3 cm <input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Sensitive siliconenband 3 cm <input checked="" type="checkbox"/> Sensitive siliconenband 5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
	AG <i>lieskous</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 5 cm (standaard) <input checked="" type="checkbox"/> Sensitive siliconenband 5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk

Lengtematen been	kort	normaal	lang
lD	36 - 38	39 - 41	42 - 44
lG	66 - 74	74 - 83	X
Lengtematen voet	kort	normaal	lang
lA	15 - 18	16 - 19	17 - 20
lZ	22 - 25	23 - 26	24 - 29

Kleuren	
beige	blauw
zwart	donkergrijs



Omvangmaten voor een panty (AT)						
Maat	1	2	3	4	5	6
cG	43 - 56	47 - 62	49 - 66	55 - 73	59 - 77	64 - 82
Omvangmaten met siliconenband wijd (G+ maat)						
cG+	50 - 56	54 - 62	58 - 66	64 - 73	68 - 77	73 - 82
Omvangmaten met siliconenband standaard						
cG	43 - 49	47 - 53	49 - 57	55 - 63	59 - 67	64 - 72
cF	43 - 53	47 - 59	49 - 63	55 - 70	59 - 74	64 - 79
cE	28 - 34	30 - 37	33 - 41	35 - 43	37 - 44	40 - 48
cD	25 - 30	27 - 33	30 - 36	33 - 39	35 - 41	37 - 43
cC	27 - 34	29 - 37	33 - 41	36 - 45	39 - 47	42 - 50
cB ¹	24 - 26	25 - 29	27 - 33	31 - 36	34 - 39	36 - 41
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24.5	24.5 - 27	27 - 30	30 - 33
cY	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35	34 - 37.5	36.5 - 41	39.5 - 45
cA	17.5 - 22	19.5 - 24	21.5 - 26.5	24 - 29	26.5 - 33	29.5 - 37

Kernwoorden: voor actieve mensen en stevige compressie.

Meetpunten	Modellen		Opties
	AD <i>kniekous</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 3 cm <input checked="" type="checkbox"/> Sensitive siliconenband 3 cm <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
	AG <i>lieskous</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 5 cm (standaard) <input checked="" type="checkbox"/> G+ Siliconenband 5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Sensitive siliconenband 5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
	AGT <i>li/re lieskous met heupstuk</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
	AT <i>panty</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Met gulp



Lengtematen been	kort	normaal
lD	34 - 39	40 - 46
lG	66 - 72	72 - 83
Lengtematen voet	kort	normaal
lA	15 - 18	16 - 21
lZ	22 - 26	24 - 29

Kleuren
beige
zwart



Standaard model - omvangsmaten						
Maat	1	2	3	4	5	6
cG	24 - 26	26 - 28.5	28 - 30.5	30 - 33	32 - 35	34 - 37
cF	23 - 25	24.5 - 27	26 - 28.5	27.5 - 30	29 - 31.5	30.5 - 33.5
cE	23 - 25	24.5 - 27	26 - 28.5	27.5 - 30	29 - 31.5	30.5 - 33.5
cD	23 - 25	24.5 - 27	26 - 28.5	27.5 - 30	29 - 31.5	30.5 - 33.5
cC	14.5 - 16	16 - 17.5	17.5 - 19	19 - 20.5	20.5 - 22	22 - 24
Max model - omvangsmaten						
Maat	1 max	2 max	3 max	4 max	5 max	6 max
cG	30 - 33	32 - 35	34 - 37	36 - 39.5	38 - 41.5	40 - 44
cF	28 - 30.5	30 - 33	32 - 35	34 - 37	36 - 39.5	38 - 41.5
cE	25 - 27.5	27 - 29.5	29 - 31.5	30.5 - 33.5	32 - 35	33.5 - 36.5
cD	25 - 27.5	27 - 29.5	29 - 31.5	30.5 - 33.5	32 - 35	33.5 - 36.5
cC	14.5 - 16	16 - 17.5	17.5 - 19	19 - 20.5	20.5 - 22	22 - 24

Kernwoorden: voor lichte indicaties, veel lengterek, duurzaam en krachtig, ook geschikt na trombose.

Meetpunten	Modellen		Opties
	<p>C-G <i>armkous</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 3 cm <input checked="" type="checkbox"/> Sensitive siliconenband 3 cm

Lengtematen arm	normaal
lG	41 - 47

Kleuren
<ul style="list-style-type: none"> beige zwart





Vlakgebreide handschoenen en teenkappen zonder naad!

Flexxie handschoen, Ccl. 1 en 2					
Maat	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
cA	17.5 - 19.5	19.5 - 21	21 - 23	23 - 25.5	25.5 - 28
cC	14.5 - 16.5	16.5 - 18	18 - 20	20 - 22	22 - 24

Flexxie teenkap, Ccl. 1 en 2					
Maat	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
cA	19.5 - 22.5	22.5 - 25	25 - 27.5	27.5 - 30	30 - 32.5
cA ¹	19.5 - 22.5	22.5 - 25	25 - 27.5	27.5 - 30	30 - 32.5

Kernwoorden: Zacht en soepel, anatomisch gevormd, comfortzone tussen vingers en tenen en ademend materiaal.

Vlakgebreide handschoenen en teenkappen zonder naad!

Meetpunten	Modellen		Opties
	<p>A-C handschoen</p>		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> handschoen met duim <input checked="" type="checkbox"/> handschoen met duim en vingers
		<p>A-A1 teenkap</p>	

Kleuren

-  beige
-  zwart



C-tabel: cC is groter dan cD

Omvangmaten standaard zonder 3 cm siliconenband									
Maat	S C-	S	S C+	M C-	M	M C+	L C-	L	L C+
cD	25 - 28	29 - 32	33 - 37	29 - 32	33 - 37	38 - 42	33 - 37	38 - 42	42 - 46
cC	26 - 29	30 - 33	34 - 38	30 - 33	34 - 38	39 - 43	34 - 38	39 - 43	43 - 48
cB ^l	22 - 25	24 - 27	26 - 29	25 - 28	27 - 30	29 - 32	28 - 31	30 - 34	33 - 37
cB	19 - 21	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28	25 - 28
cY	29 - 32	29 - 32	29 - 32	31 - 35	31 - 35	31 - 35	34 - 38	34 - 38	34 - 38
cA	19 - 21	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28	25 - 28

Kernwoorden: voor minder mobiele mensen, zacht, makkelijk aan te trekken.

Lengtematen been	kort	normaal	lang
lD	36 - 38	39 - 41	42 - 44
Lengtematen voet	kort	normaal	lang
lA	15 - 16	16 - 17	18 - 19
lZ	21 - 22	22 - 24	25 - 26

D-tabel: voor uitlopende benen, cD is groter dan cC

Omvangmaten standaard met 3 cm siliconenband									
Maat	S D -	S D	S D +	M D -	M D	M D +	L D -	L D	L D +
cD	27 - 30	31 - 34	35 - 39	31 - 34	35 - 39	40 - 44	35 - 39	40 - 44	44 - 49
cC	26 - 29	30 - 33	34 - 38	30 - 33	34 - 38	39 - 43	34 - 38	39 - 43	43 - 48
cB ¹	22 - 25	24 - 27	26 - 29	25 - 28	27 - 30	29 - 32	28 - 31	30 - 34	33 - 37
cB	19 - 21	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28	25 - 28
cY	29 - 32	29 - 32	29 - 32	31 - 35	31 - 35	31 - 35	34 - 38	34 - 38	34 - 38
cA	19 - 21	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28	25 - 28

Kernwoorden: voor minder mobiele mensen met conisch gevormde benen, zacht, makkelijk aan te trekken.

Modellen	Opties	Kleuren
<p>AD <i>kniekous</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 3,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Schuine voorvoet 	<ul style="list-style-type: none">  beige  zwart





Omvangsmaten						
Maat	S	S C+	M	M C+	L	L C+
cD	29 - 32	33 - 37	33 - 37	38 - 42	38 - 42	42 - 46
cC	30 - 33	34 - 38	34 - 38	39 - 43	39 - 43	43 - 48
cB ¹	24 - 27	26 - 29	27 - 30	29 - 32	30 - 34	33 - 37
cB	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28
cY	29 - 32	29 - 32	31 - 35	31 - 35	34 - 38	34 - 38
cA	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28

Kernwoorden:

Eurostar 2: voor de actieve mens, veel lengterek, stevige kous.

Eurostar 2 Sense: voor de gevoelige huid, zeer zacht.

Meetpunten	Modellen		Opties
	AD <i>kniekous</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 3,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Schuine voorvoet



Lengtematen been	kort	normaal	lang
lD	36 - 38	39 - 41	42 - 44
Lengtematen voet	kort	normaal	lang
lA	15 - 16	16 - 17	18 - 19
lZ	21 - 22	22 - 24	25 - 26

Kleuren
 beige
 zwart



Omvangsmaten						
Maat	S	S C+	M	M C+	L	L C+
cD	29 - 32	33 - 37	33 - 37	38 - 42	38 - 42	42 - 46
cC	30 - 33	34 - 38	34 - 38	39 - 43	39 - 43	43 - 48
cB ¹	24 - 27	26 - 29	27 - 30	29 - 32	30 - 34	33 - 37
cB	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28
cY	29 - 32	29 - 32	31 - 35	31 - 35	34 - 38	34 - 38
cA	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28

Kernwoorden: voor de actieve mens, veel lengterek, stevige kous.

Meetpunten	Modellen		Opties
	AD <i>kniekous</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 3,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Schuine voorvoet

Lengtematen been	kort	normaal	lang
lD	36 - 38	39 - 41	42 - 44
Lengtematen voet	kort	normaal	lang
lA	15 - 16	16 - 17	18 - 19
lZ	21 - 22	22 - 24	25 - 26

Kleuren
 beige
 zwart

CVI	Medische indicaties	Varodem oplossing
widmer graad I	corona phlebectatica en subklinisch oedeem	Rondbrei Ccl. 2: Souplesse Classic 2, Souplesse Light, Souplesse Select of Souplesse Cotton
widmer graad II <i>zonder atrofie blanche</i>	(klinisch oedeem), pigmentaties, dermatoliposclerosis	Rondbrei Ccl. 2: Souplesse Classic 2, Souplesse Select of Souplesse Cotton
widmer graad II <i>met atrofie blanche</i>		Vlakbrei Ccl. 2: Eurotex 2, Eurostar 2 (Sense)
widmer graad III	(al dan niet) genezen ulcus cruris venosum	Vlakbrei Ccl. 3: Euroform 3
widmer graad IV	Enkelankylose	Vlakbrei Ccl.3 of 4: Euroform 3 of 4

Bij gecombineerde indicaties kunt u uitgaan van de ernstigste situatie (bijv. secundair lymfoedeem bij lipoedeem). In de besluitvorming is het belangrijk om sociale participatie en eventuele comorbiditeit mee te nemen. Soms is het nodig om te kiezen voor one step down of one step up. Bij DVT is het advies een vlakbrei Ccl. 3, maar raadpleeg ook het beleid van lokale ziekenhuizen.

PTS	Varodem oplossing
Post-trombotisch syndroom been	Vlakbrei Ccl.3 of 4: Euroform 3, 4 of 4S
Post-trombotisch syndroom arm	Rond- of vlakbrei Ccl. 2: Souplesse Select arm, Progress 2 (XT) of Progress 2 Sense
Lymfoedeem	Varodem oplossing
Lymfoedeem been	Vlakbrei Ccl.3 of 4: Euroform 3, 4 of 4S
Lymfoedeem arm	Vlakbrei Ccl. 2: Progress 2 (XT) of Progress 2 (Sense)
Lymfoedeem midline	Vlakbrei Ccl. 2 of 3: Eurostar 2, Euroform 3, TinkFit of Curetex
Lipoedeem	Varodem oplossing
Lipoedeem (lipohypertrophie)	Vlakbrei Ccl. 2 of 3: Eurostar 2 (Sense), Euroform 3, TinkFit of Curetex

Gepersonaliseerde producten

Mocht u in deze waaier het geschikte product voor uw patiënt niet aantreffen of niet tot de juiste maatvoering kunnen komen, neem dan gerust contact met ons op via **0475 589302**.

Naast onze confectieproducten beschikken wij over een uitgebreid assortiment van producten die individueel naar maat gemaakt worden. Meer over deze gepersonaliseerde producten vindt u in onze productinformatiebrochure en op onze website. Natuurlijk zijn wij ook bereid om u persoonlijk te informeren.

Bent u nog niet in het bezit van onze productinformatiebrochure? Vraag deze dan gerust aan, wij sturen de map graag naar u op.

Volg onze officiële kanalen:



www.varodem.nl

Voor service en advies (NL):

T: 0475 589 302

E: info@varodem.nl

Voor bestellen (BE):

T: 0800 022 1765 (gratis)

E: orders@varodem.nl