



Therapeutische
elastische
kousen

Assortimentsoverzicht



Ons assortiment bestaat uit meer dan 50.000 artikelen.
Voor vragen kunt u ook contact opnemen met uw JOBST accountmanager
of met customer service via jobst.cs.nl@essity.com of 030-698 47 00.

Productinformatie

Therapeutische elastische kousen



UltraSheer



Wat kenmerkt UltraSheer

Zeer transparant met een elegante uitstraling

Patiënt wil graag de **benen tonen**

Kies bij **oedeemvorming** voor een **andere kous** uit het JOBST assortiment

CCL2 met Plusbroek verkrijgbaar voor **lipoedeem stadium 1**

Assortiment beenkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Rondbreikous	Confectie en maatwerk
Drukklasse (RAL)	Teenstuk
CCL1 en 2	Open en gesloten
Lengte	Boordafwerking
AD, AF, AG en AT	SoftFit Noppen Bloem Kant Sensitive
Optie panty (AT)	
Maxibroek Zwangerschap	

Kleuren

Natural	Golden Beige	Caramel
Tan	Bronze	Espresso
Zwart	Antraciet	Navy
Cranberry		

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op: www.jobst.nl

Trendkleuren

Sunflower geel	Lily blauw
----------------	------------

Deze kleuren zijn beschikbaar tot september 2021.

Samenstelling

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	64%	36%
2	60%	40%



Opaque



Wat kenmerkt Opaque

Zachte, luchtdoorlatende kous die makkelijk aan te trekken is

Patiënt vindt comfort en **aantrekgemak** belangrijk

Zeer geschikt tijdens de **zwangerschap**

Drukverloop vooral geschikt voor benen **zonder grote omvangsverschillen**

Assortiment beenkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Rondbreikous	Maatwerk en confectie
Drukklasse (RAL)	Teenstuk
CCL1 en 2	Open en gesloten
Lengte	Boordafwerking
AD, AF, AG, AGT, AT en ATGT	SoftFit Noppen Kant Sensitive
Optie panty (AT)	
Compressiebroek Gulp Maxibroek Zwangerschap	

Kleuren

Natural	Golden Beige	Caramel
Tan	Bronze	Espresso
Zwart	Antraciet	Navy
Cranberry		

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op: www.jobst.nl

Trendkleuren

Sunflower geel	Lily blauw
----------------	------------

Deze kleuren zijn beschikbaar tot september 2021.

Samenstelling

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	64%	36%
2	60%	40%



Maternity Opaque



Wat kenmerkt Maternity Opaque

Zeer geschikt tijdens de **zwangerschap**

Ontworpen voor een **groeibende buik**

Zachte, luchtdoorlatende kous die makkelijk aan te trekken is

Patiënt vindt comfort en **aantrekkelijk** belangrijk

Assortiment beenkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Rondbreikous	Maatwerk en confectie
Drukklassse (RAL)	Teenstuk
CCL1 en 2	Open en gesloten
Lengte	Panty (AT)
AT	Zwangerschap

Kleuren

Navy	Antraciet
Zwart	Caramel

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op: www.jobst.nl

Samenstelling

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	64%	36%
2	60%	40%



Classic



Wat kenmerkt Classic

Stevige kous met **beperkte lengterek**

Patiënt heeft **meer oedeemneiging** en meer ondersteuning nodig

Vooral geschikt voor **actieve patiënten**

Hoger draagcomfort bij benen met een vollere kuit

Assortiment beenkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Rondbreikous	Maatwerk en confectie
Drukklasse (RAL)	Teenstuk
CCL2 en 3	Open en gesloten
Lengte	Boordafwerking
AD, AF, AG, AGT, AT en ATGT	SoftFit Noppen Kant Sensitive
Optie panty (AT)	
Compressiebroek Gulp Zwangerschap	

Kleuren

Zand	Perle	
Topas	Zwart*	Antraciet**

* ook in ribuitvoering beschikbaar

** alleen in ribuitvoering beschikbaar

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op: www.jobst.nl

Samenstelling

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	63%	37%
3	63%	37%



forMen Ambition



Wat kenmerkt forMen Ambition

Een **stijlvolle kous** die lijkt op een **sok** en de voeten dagelijks fris houdt.

Patiënt heeft normale tot **smalle kuiten**

Door het **hoge katoengehalte** voelt de kous de hele dag prettig

Alleen beschikbaar met **gesloten teen** voor patiënten die zelf de kous aan kunnen trekken

Assortiment beenkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Rondbreikous	Confectie
Drukklasse	Lengte
CCL1, 2 en 3	AD
Teenstuk	
Gesloten	

Kleuren

Khaki	Navy	
Bruin	Zwart	Antraciet

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op: www.jobst.nl

Samenstelling

Klasse	Katoen	Polyamide	Polyester	Elastaan
1	15%	63%	1%	21%
2	15%	59%	1%	25%
3	15%	57%	1%	27%



forMen Explore



Wat kenmerkt forMen Explore

Een **stoere kous** die lijkt op een sok en voeten dagelijks fris houdt.

Patiënt heeft **volle kuiten**

Door het **hoge katoengehalte** voelt de kous de hele dag prettig

Alleen beschikbaar met **gesloten teen** voor patiënten die zelf de kous aan kunnen trekken

Assortiment beenkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Rondbreikous	Confectie
Drukklasse	Lengte
CCL1, 2 en 3	AD
Teenstuk	
Gesloten	

Kleuren

Khaki	Navy
Zwart	Antraciet

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op: www.jobst.nl

Samenstelling

Klasse	Katoen	Polyamide	Polyester	Elastaan
1	23%	46%	1%	30%
2	25%	39%	1%	35%
3	27%	33%	1%	39%



Bellavar



Wat kenmerkt Bellavar

Rondbreikous van een
bijzonder stevige kwaliteit

Patiënt heeft oedeemvorming
en meer **ondersteuning
nodig**

Patiënt heeft benen **zonder
grote omvangverschillen**

CCL2 ook **geschikt** bij
lipoedeem stadium 1

Assortiment beenkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Rondbreikous	Confectie en maatwerk
Drukklasse (RAL)	Teenstuk
CCL2 en 3	Open en gesloten
Lengte	Boordafwerking
AD, AF, AG, AGT, AT en ATGT	Noppen Kant
Optie panty (AT)	
Compressiebroek Gulp	

Kleuren

Sahara	Zwart
Perle	

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties
op: www.jobst.nl

Samenstelling

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	65%	35%
3	65%	35%



Bellavar

Wat kenmerkt Bellavar


Rondbreikous van een bijzonder **stevige kwaliteit**

Vanwege het stevige karakter kan het nuttig zijn **advies in te winnen** voordat de kous wordt besteld

Assortiment armkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Rondbreikous	Maatwerk
Drukklasse (RAL)	Boordafwerking
CCL2	Noppen
Lengte	
CG, CG1 en CH	

Kleuren



Sahara

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op: www.jobst.nl

Samenstelling

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	65%	35%



Elvarex

Wat kenmerkt Elvarex

Sterke vlakbreikous met **hoge luchtdoorlatendheid**

Patiënt heeft **gemiddeld** tot **ernstig** oedeem

De oppervlaktestructuur creëert een **micromassage-effect** op de huid bij elke beweging en **mobiliseert oedeem** en verbetert de lymfedrainage

Goed te **combineren** met Elvarex Plus teenkap

Assortiment beenkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Vlakbreikous	Maatwerk en confectie
Drukklasse (RAL)	Teenstuk
CCL1, 2, 3, 3 Forte, 4 en 4 Super	Open en gesloten
Lengte	Boordafwerking
Verkrijgbaar in vele uitvoeringen	Knoopsgatelastiek Noppen SoftFit
Opties	
Compressiebroek Meerdere comfortzones	

Kleuren

Beige	Antraciet	Navy
Cranberry	Café	Zwart
Denim	Henna	Grafiet

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op: www.jobst.nl

Samenstelling

Klasse	Katoen	Polyamide	Elasto-diene	Elastaan
1		72%	12%	16%
2	29%	40%	21%	10%
3	41%	32%	21%	6%
3F	41%	27%	26%	6%
4	39%	26%	30%	5%
4S	39%	24%	32%	5%



Elvarex

Wat kenmerkt Elvarex

Sterke vlakbreikous met **hoge luchtdoorlatendheid**

Patiënt heeft gemiddeld tot ernstige oedeemvorming en **meer ondersteuning** nodig

De oppervlaktestructuur creëert een **micromassage-effect** op de huid bij elke beweging en **mobiliseert oedeem** en verbetert de lymfedrainage.

Goed te **combineren** met Elvarex Plus handschoen

Assortiment armkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Vlakbreikous	Maatwerk
Drukklasse (RAL)	Lengte
CCL1, 2 en 2 Forte	AG, AG1, CG, CG1 en CH
Opties	Boordafwerking
Elleboogcomfortzone BH bevestiging Lichaamsband	SoftFit Noppen

Kleuren

Beige	Macchiato	Navy	
Caramel	Zwart	Robijnrood	Cranberry

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op: www.jobst.nl

Samenstelling

Klasse	Polyamide	Elasto- diene	Elastaan
1	73%	12%	15%
2	70%	20%	10%
2F	63%	27%	10%



Elvarex Soft

Wat kenmerkt Elvarex Soft

Zachte, luchtdoorlatende kous die makkelijk is om aan te trekken

Ook zeer geschikt voor personen met een **kwetsbare huid** en ouderen

Bestand tegen lotions en crèmes

Goed te **combineren** met Elvarex Soft Seamless teenkap

CCL2 en CCL3 ook geschikt voor **lipodeem**

Assortiment beenkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Vlakbreikous	Maatwerk en confectie
Drukklasse (RAL)	Teenstuk
CCL2 en 3	Open en gesloten (confectie alleen open teen)
Lengte	Boordafwerking
verkrijgbaar in vele uitvoeringen (confectie alleen AD)	SoftFit Noppen (confectie alleen met noppen)
Opties	
Compressiebroek Knoopsgatelastiek	

Kleuren


Beige*	Antraciet	Navy	
Café	Zwart	Robijnrood	Cranberry

* confectie alleen beschikbaar in beige

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op: www.jobst.nl

Samenstelling

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	70%	30%
2	65%	35%



Elvarex Soft

Wat kenmerkt Elvarex Soft

Zachte, luchtdoorlatende kous die makkelijk is om aan te trekken

Patiënten met een **kwetsbare huid** en oudere patiënten

Bestand tegen lotions en crèmes

Goed te **combineren** met Elvarex Soft Seamless handschoen

Assortiment armkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Vlakbreikous	Maatwerk
Drukklasse (RAL)	Teenstuk
CCL1 en 2	Open en gesloten
Lengte	Boordafwerking
CG1	SoftFit Noppen

Kleuren

Beige	Café	Antraciet	Cranberry
Macchiato	Zwart	Navy	Robijnrood

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op: www.jobst.nl

Samenstelling

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	70%	30%
2	65%	35%



Elvarex Soft Seamless

Wat kenmerkt Elvarex soft seamless

Gemaakt van het unieke **zachte Elvarex Soft materiaal**

Naadloos voor meer comfort en therapietrouw

Patiënten met licht tot gemiddeld oedeem waarbij **meer comfort** gewenst is

Bestand tegen lotions en crèmes

Goed te **combineren** met Elvarex arm- en beenkous

Assortiment handschoen en teenkap

Kwaliteit	Leverbaar in
Vlakbreikous	Maatwerk
Drukklasse (RAL)	Opties tenen/vingers
CCL1 en 2	Tenen open (met tenen) Zonder kleine teen (met tenen, zonder kleine teen)
Lengte	
AA, AC1 en AE	

Kleuren

Beige	Café	Antraciet	Cranberry
Macchiato*	Zwart	Navy	Robijnrood

* Macchiato alleen beschikbaar als handschoen

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op: www.jobst.nl

Samenstelling

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	70%	30%
2	65%	35%



Elvarex Plus

Wat kenmerkt Elvarex Plus

Perfekte pasvorm door 3D-breitechniek

Maximale bewegingsvrijheid door naadloze afwerking

Patiënt heeft **gemiddeld** tot **ernstig oedeem** en wil niet in bewegelijkheid beperkt worden

Goed te **combineren** met Elvarex arm- en beenkous

Assortiment handschoen en teenkap

Kwaliteit	Leverbaar in
Vlakbreikous	Maatwerk
Drukklasse (RAL)	Opties tenen/vingers
CCL1 en 2	Tenen open (met tenen) Zonder kleine teen (met tenen, zonder kleine teen)
Lengte	Vingers + duim open (met vingers en duim) Duim open (alleen met duim)
AA, AC1 en AE	

Kleuren

Beige	Antraciet	Navy	Caramel*
Café**	Zwart	Cranberry	Robijnrood

* Caramel alleen beschikbaar als handschoen

** Café alleen beschikbaar als teenkap

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op: www.jobst.nl

Samenstelling handschoen

Klasse	Polyamide	Elastodiene	Elastaan
1	73%	12%	15%
2	70%	20%	10%

Samenstelling teenkap

Klasse	Katoen	Polyamide	Elastodiene	Elastaan
1		72%	12%	16%
2	29%	40%	21%	10%



Bella Lite



Wat kenmerkt Bella Lite

Hoog draagcomfort dankzij de **luchtdoorlatende** en **lichtgewicht** breistruktuur

Kan geschikt zijn als **extra** kous

Patiënt heeft **licht** oedeem

Assortiment armkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Rondbreikous	Confectie
Drukklasse	Compressie
CCL1 en 2 Klasse-indeling volgens de Amerikaanse norm	15-20 mmHg 20-30 mmHg
Lengte	Boordafwerking
AC1 en CG	Siliconenband Noppen

Kleuren

Beige

Zwart

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op: www.jobst.nl



Ons assortiment bestaat uit meer dan 50.000 artikelen.
Voor vragen kunt u ook contact opnemen met uw JOBST accountmanager
of met customer service via jobst.cs.nl@essity.com of 030-69 84 700.

Algemene informatie en maattabellen

Therapeutische elastische kousen



Maattabellen

Ultrasheer | Opaque | Classic | forMen Ambition | forMen Explore
Bellavar | Elvarex | Elvarex soft | Bella Lite

Confectie maattabel (in cm) **Ultrasheer** | **Opaque** | **Classic**

Meetpunt	I	I Plus	II	II Plus	III	III Plus	IV	IV Plus	V	V Plus	VI	VI Plus
cG siliconenband	43-48	49-57	45-52	53-62	49-56	57-67	53-60	61-72	56-64	65-77	60-68	69-81
cG	43 - 57		45 - 62		49 - 67		53 - 72		56 - 77		60 - 81	
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Lengte D

ID petite: 34 - 38 cm
ID regular: 39 - 45 cm

Lengte G

IG petite: 60 - 69 cm
IG regular: 69 - 80 cm
IG lang*: 80 - 90 cm

*Lengte G lang alleen beschikbaar in JOBST Classic

Lengte K (voor panty)

IK petite: 65 - 75 cm
IK regular: 75 - 85 cm

Eén voetlengte per standaardmaat
(voetlengte is afhankelijk van lengtemaat).

Confectie maattabel (in cm) Bellavar

Maat ▶	I	II	III	IV	V	VI
Meetpunt ▼						
cG	42 - 44	46 - 48	50 - 52	54 - 56	58 - 60	62 - 64
cF	39 - 41	42 - 44	45 - 47	48 - 50	51 - 53	54 - 56
cE	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43	44 - 46
cD	26 - 28	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43
cC	29 - 30	31 - 33	34 - 36	37 - 39	40 - 42	43 - 45
cB1	23 - 24	25 - 26	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34
cB	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29
cY	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34	35 - 36	37 - 38
cA	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29

Lengtemaat D

ID petit: 36 - 39 cm

ID regular: 40 - 43 cm

Lengtemaat F

IF: 58 - 62 cm

Lengtemaat G

IG: 69 - 74 cm

Confectie maattabel (in cm) **forMen Ambition** | **forMen Explore**

Meetpunt	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
cB1	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

Lengte D

/D regular: 39 - 45 cm

/D lang: 45 - 51 cm

Confectie maattabel (in cm) Elvarex

Maat ▶	4	5 + 6	7 + 8	9 + 10	11 + 12	13 + 14
Meetpunt ▼						
cD	26 - 28	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43
cC	29 - 30	31 - 33	34 - 36	37 - 39	40 - 42	43 - 45
cB1	23 - 24	25 - 26	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34
cB	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29
cY	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34	35 - 36	37 - 38
cA	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29

Lengtematen Elvarex voor standaardmaten 4 t/m 14

/D petite: 36 - 39 cm

/D regular: 40 - 43 cm

Gemiddelde voetlengte open teen 16 cm.

Confectie maattabel (in cm) **Elvarex soft**

Maat ▶	I	I Plus	II	II Plus	III	III Plus	IV	IV Plus	V	V Plus	VI	VI Plus
Meetpunt ▼												
cD	28-32	32-36	30-34	34-38	32-36	36-40	34-38	38-42	36-40	40-44	38-42	42-46
cC	29-33	33-37	31-35	35-39	33-37	37-41	35-39	39-43	37-41	41-45	39-43	43-47
cB1	23-26	24-27	25-28	26-29	27-30	28-31	29-32	30-33	31-34	32-35	33-36	34-37
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Lengte D

/D petite: 34 - 38 cm

/D regular: 39 - 45 cm



Confectie maattabel (in cm) **Bella Lite**

Maat	Small	Medium	Large
JOBST Bella Lite armkous klasse 1 en 2			
Omvang pols (C)	14 - 20 cm	16 - 22 cm	18 - 24 cm
Omvang midden onderarm (D)	18 - 23 cm	23 - 29 cm	29 - 34 cm
Omvang midden bovenarm (F)	22 - 40 cm	27 - 45 cm	33 - 51 cm
JOBST Bella Lite handschoen klasse 1 en 2			
Omvang vingeraanzet (A)	15 - 29 cm	19 - 22 cm	22 - 26 cm
Omvang pols (C)	14 - 20 cm	16 - 22 cm	18 - 24 cm

Lengte G

IG: regular tot 43cm

IG: lang vanaf 43cm

Uitvoeringen beenkousen en teenkappen

Uitvoeringen beenkousen en teenkappen



AA

AB

AB1

AD

AF

AG

AGT

AT



ATGT



B1G



BD



BG



CG



CGT



CTGT



DF




FT



GT



HT



Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op: www.jobst.nl

Uitvoeringen armkousen en handschoenen

Uitvoeringen armkousen en handschoenen




CG1



CH



CG



AC1



AE



AG




AG1




AH



DF



CE1



Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op: www.jobst.nl

Boordafwerking

Boordafwerking

Buitenzijde



Noppen



SoftFit



Sensitive




Bijou



Bloem

Binnenzijde



Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op: www.jobst.nl

SoftFit-technologie

SoftFit-technologie

Voorkom insnoeren en afzakken

SoftFit-technologie verhoogt het draagcomfort en de werkzaamheid van de kous dankzij het meegebreide siliconengaren aan de binnenzijde van het boord. Het speciale garen sluit zacht aan op de huid en houdt de kousen op hun plek. SoftFit voorkomt stuwing en zorgt voor graduele compressie die de natuurlijke veneuze bloedstroom en lymfe-afvoer ondersteunt.



Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw JOBST accountmanager of met customer service via jobst.cs.nl@essity.com of 030-698 47 00.

3D-breitechnik

3D-breitechniek

Optimale pasvorm voor therapietrouw

Dankzij een **unieke 3D-breitechniek** hebben Elvarex Plus handschoenen en teenkappen een perfecte pasvorm. Tevens geeft de **naadloze afwerking** patiënten meer bewegingsvrijheid en comfort. Door de 3D-breitechniek is een betere anatomische vormgeving mogelijk dan bij een gewone vlakbrei handschoen of teenkap. Hierdoor voelt deze aan als een tweede huid en worden patiënten niet gehinderd in hun bewegelijkheid.



Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw JOBST accountmanager of met customer service via jobst.cs.nl@essity.com of 030-698 47 00.

Comfortzones



Comfortzones

Comfort door een optimale pasvorm

De knie en elleboog kan een gevoelige plek zijn voor patiënten. De JOBST **knie- en elleboogcomfortzones** bieden een comfortabele oplossing door het speciale zachte garen in combinatie met unieke breitechniek.

De **topcomfortzone** bestaat uit een verhoogd beenstuk aan de voorkant én zijkant van het bovenbeen die zorgt voor een optimale pasvorm van de lies tot aan de billen. De zone is geschikt voor patiënten met in verhouding zeer forse bovenbenen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw JOBST accountmanager of met customer service via jobst.cs.nl@essity.com of 030 - 69 84 700.





JOBST®,
an Essity brand

Essity Netherlands BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist, Nederland

030 - 69 84 700
jobst.cs.nl@essity.com
www.jobst.nl

