



ReadyWrap™ Been

Recept- en Bestelformulier verbandmiddelen.

1 Patiënt gegevens

Naam patiënt:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode / Woonplaats:

Verzekeraar:

Polisnummer:

Burger Service Nummer:

2 Voorschrijver

Behandel datum:

Handtekening + Naam arts/verpleegkundig specialist:

Voorletters: Naam:

Adres, postcode, plaats en naam van vestiging:

Specialisme: AGB Code:

Eerste verstrekking Herhalingsverstrekking

3 Uw gegevens

Naam Praktijk / Instelling:

Naam Behandelaar:

Adres:

Postcode / Woonplaats:

Paraaf leverancier na levering:

4 Toepassingsgebied

compressieve wondzorg

compressietherapie

In geval van wond: 1 Is de beoordeling van de wond gedaan door de arts of verpleegkundig specialist ja
2 Is er sprake van een ernstige aandoening waarbij arts of verpleegkundig specialist behandelaar blijft? ja
3 Is er sprake van gecompliceerde wondzorg met een behandelduur van langer dan 14 tot 21 dagen? ja

Compressiehulpmiddel wordt ingezet voor onderste extremiteiten: Links Voet Bovenbeen Rechts Onderbeen

5 Medische indicatiestelling voor compressiehulpmiddel ten behoeve van oedeemreductie


Lymfoedeem primair Lipoedeem lipo-hypertrofie Veneus oedeem
 secundair Posttrombotisch oedeem Posttraumatisch oedeem
 Anders

6 Duur van de behandeling in weken:
Behandeladvies: gebruik voor dag nacht gebruik op geleide van klachten

Let op! Bij elke bestelling is een handtekening van de arts of kopie van een verwijsbrief nodig.

7 ReadyWrap™

	Lengte (cm)	Kleur	Maat	Artikelnr.	Z-indexnr.	Aantal
		Beige Zwart				
Bovenbeen	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Knie		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Onderbeen	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Voet rechts		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Voet links		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Tenen rechts		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Tenen links		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Verlengband		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
ActiFast Buisverband	7,5 cm x 3 m		Blauw	88580	16635299	
ActiFast Buisverband	10,75 cm x 3 m		Geel	88584	16635302	
Gebruiksaanwijzing	<input checked="" type="checkbox"/>		One size	105469		1



8 Aflevering

- U wenst de verbandstoffen op de poli / in de praktijk te ontvangen.
- U wenst de verbandstoffen bij de patiënt thuis te ontvangen.

9 Bestelwijze

Fax dit formulier naar: 036 546 30 21 of Mail dit formulier naar: ReadyWrap@nl.LRmed.com

Schrijf de meetresultaten direct op de **vet gedrukte lijn**, behorend bij het meetpunt



ReadyWrap™ Voet en Been

ReadyWrap™		Small		Medium		Large		X Large		XX Large	
ReadyWrap™ Bovenbeen (LG-E1)	cG cE1	48 - 63 38 - 48	Z-index Nummer	58 - 73 45 - 58	Z-index Nummer	68 - 83 52 - 68	Z-index Nummer	78 - 93 59 - 78	Z-index Nummer	88 - 103 66 - 88	Z-index Nummer
■ Beige 25		□104478	15818659	□104474	15818675	□104470	15818691	□104482	15818713	□104790	16254430
■ Zwart 25		□104479	15813991	□104475	15814017	□104471	15814033	□104483	15814106	□104791	16254449
■ Beige 30		□104480	15818667	□104476	15818683	□104472	15818705	□104484	15818721	□104792	16254457
■ Zwart 30		□104481	15814009	□104477	15814025	□104473	15814114	□104485	15814122	□104793	16254465
ReadyWrap™ Knie (1 lengte 20)	cE1 cD	38 - 48 28 - 38		Medium 45 - 58 33 - 43		Large 52 - 68 38 - 48		X Large 59 - 78 43 - 58		XX Large 66 - 88 53 - 68	
■ Beige		□104464	15818756	□104462	15818764	□104460	15818772	□104466	15818780	□104788	16254414
■ Zwart		□104465	15818489	□104463	15818497	□104461	15818500	□104467	15818519	□104789	16254422
ReadyWrap™ Onderbeen (LD-B)	cC cB	28 - 38 18 - 23		Medium 33 - 43 20 - 28		Large 38 - 48 25 - 33		X Large 43 - 58 30 - 38		XX Large 53 - 68 35 - 43	
■ Beige 30		□104450	15818802	□104446	15818810	□104442	15818829	□104454	15818837	□104784	16254376
■ Zwart 30		□104451	15818381	□104447	15818411	□104443	15818446	□104455	15818462	□104785	16254384
■ Beige 35		□104452	15818845	□104448	15818853	□104444	15818861	□104456	15818888	□104786	16254392
■ Zwart 35		□104453	15818403	□104449	15818438	□104445	15818454	□104457	15818470	□104787	16254406
ReadyWrap™ Voet	LA-Y cB cY	Small tot 21 18 - 23 28 - 33		Medium tot 23 20 - 28 30 - 38		Large tot 26 25 - 33 35 - 43		X Large tot 29 30 - 38 40 - 48			
■ R Beige		□104436	15818934	□104434	15818918	□104432	15819094	□104438	15819132		
■ R Zwart		□104437	15818535	□104435	15818551	□104433	15818586	□104439	15818608		
■ L Beige		□104428	15818896	□104426	15818926	□104424	15818942	□104430	15819124		
■ L Zwart		□104429	15818527	□104427	15818543	□104425	15818578	□104431	15818594		
ReadyWrap™ Tenen*	cA	Small 18,0 - 20,4		Medium 20,5 - 23,5		Large 23,6 - 26		X Large 26,1 - 28,5		XX Large 28,6 - 31	
■ R Beige		□104416	15985903	□104414	15985881	□104412	15985873	□104418	15985911	□104420	15985938
■ R Zwart		□104417	15985962	□104415	15985954	□104413	15985946	□104419	15985970	□104421	15985989
■ L Beige		□104406	15985792	□104404	15985784	□104402	15985776	□104408	15985806	□104410	15985814
■ L Zwart		□104407	15985849	□104405	15985830	□104403	15985822	□104409	15985857	□104411	15985865
ReadyWrap™ Verlengband One size fits all		■ Beige ■ Zwart		□104740 □104741	16254473 16254481						

*ActiFast®	Artikel	Afmeting	Maat	Z-indexnr.
Buisverband	88582	7,5 cm x 10 m	Blauw	16613074
	88586	10,75 cm x 10 m	Geel	16613090

***Let op:** Indien u kiest voor ReadyWrap voor de tenen, is de standaard onderkous met gesloten tenen niet geschikt. In dat geval adviseren wij ActiFast® buisverband, Blauw of Geel.

Informatie bij het aanmeten:

Meetpunten:

- cG 2 cm onder de bilplooi
- cE1 5 cm boven de knie
- cD 2 tot 3 cm onder de fossa poplitea
- cC Grootste omvang van de kuit
- cB 2 cm boven de malleolus
- cY Rondom de wreef en hiel met de voet in dorsaalflexie
- cA Rondom de basis van de tenen

Lengtematen:

- LG-E1 De lengte tussen punt E1 (5 cm boven de knie) en punt G (2 cm onder de bilplooi)
- LD-B De lengte tussen punt B (2 cm boven de malleolus) en punt D (2 cm onder de fossa poplitea)
- LA-Y Hiel tot de basis van de tenen

nb. c = omtrek en L = lengte