

Voor service en advies (NL):

T: 0475 589 302

E: info@varodem.nl

Voor bestellen:

E: orders@varodem.nl

www.varodem.nl



Volg onze officiële kanalen:

Hulp nodig?
Neem contact met ons op
voor advies.

Confectiemaattabellen therapeutische elastische kousen 2024

VARODEM[®]



Confectiemaattabellen therapeutische elastische kousen 2024

Confectiemaattabellen

Met deze confectiemaattabellen van de therapeutische elastische kousen van Varodem heb je een handig en overzichtelijk hulpmiddel in handen om de juiste keuze te maken uit ons veelzijdige assortiment geconfectioneerde kousen. Je treft per product een duidelijke confectiemaattabel aan, maar ook een overzicht van alle beschikbare modellen, opties en kleuren.

De maataanduidingen in de maattabellen worden in centimeters weergegeven. De gekleurde lichtblauwe lijnen in de tabel zijn de doorslaggevende maten, deze maten zijn leidend in het maken van je keuze voor de juiste maat.


Heb je aanvullende informatie of advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op via het telefoonnummer **0475 589302** of stuur ons een mail via **info@varodem.nl**. Bezoek ook eens onze website **www.varodem.nl** of volg ons op **social media**.

Maatwerk producten

Mocht je geen geschikte geconfectioneerde kous vinden of kom je niet tot de juiste maatvoering, neem dan ook contact met ons op. Varodem beschikt namelijk naast confectieproducten ook over een uitgebreid assortiment aan producten die individueel naar maat gemaakt kunnen worden (**maatwerk**). Meer over deze maatwerkproducten vind je in onze **catalogus** en op onze **website**. Natuurlijk zijn wij ook bereid om je persoonlijk te informeren. Ben je nog niet in het bezit van onze catalogus? Vraag deze dan gerust aan, dan zorgen wij ervoor dat de catalogus je kant op komt met een toelichting van onze producten.

Souplesse Prestige, Ccl. 1 (rondbrei)

Zachte en dunne beenkous, grote lengterek en geschikt voor mensen met een zeer lichte oedeemneiging.



kleuren

● safari (beige tint)

model	basis	opties
 AD	<ul style="list-style-type: none"> • teenstuk open • boord 	voet^(AD) <ul style="list-style-type: none"> • teenstuk gesloten


omvangmaten						
maat	1	2	3	4	5	6
cD	27 - 33	29 - 36	31 - 40	34 - 43	36 - 46	39 - 48
cC	29 - 34	32 - 38	34 - 43	38 - 47	41 - 50	44 - 53
cB ¹	23 - 27	25 - 30	27 - 33	30 - 36	32 - 38	35 - 41
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24.5	24.5 - 27	27 - 30	30 - 33
cY	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35	34 - 37.5	36.5 - 41	39.5 - 45
cA	17.5 - 22	19.5 - 24	21.5 - 26.5	24 - 29	26.5 - 33	29.5 - 37

lengtematen been	kort	normaal
lD	34 - 39	40 - 46

lengtematen voet	kort	normaal
lA	14 - 16	16 - 18
lZ	21 - 24	24 - 27



Souplesse Light, Ccl. 2 (rondbrei)

Zachte beenkous, grote lengterek en geschikt voor mensen met een lichte oedeemneiging.



kleuren

- lichtbeige
- grijs
- beige
- zwart
- bruin
- donkerbruin (nieuw!)

modellen	basis	opties
 AD	<ul style="list-style-type: none"> • teenstuk open • boord 	voet ^(AD, AG, AGT, AT) <ul style="list-style-type: none"> • teenstuk gesloten band 3,5 cm ^(AD) <ul style="list-style-type: none"> • siliconenband noppen 3,5 cm • siliconenband sensitive 3,5 cm band 5 cm ^(AG) <ul style="list-style-type: none"> • siliconenband noppen 5 cm • siliconenband sensitive 5 cm broek ^(AT) <ul style="list-style-type: none"> • gulp
 AG	<ul style="list-style-type: none"> • teenstuk open • siliconenband noppen 5 cm 	
 AGT	<ul style="list-style-type: none"> • teenstuk open • boord • heupstuk links en/of rechts met klittenbandsluiting 	
 AT	<ul style="list-style-type: none"> • teenstuk open • zonder gulp • boord 	

omvangmaten AT

maat	1	2	3	4	5	6
cG	41 - 58	45 - 63	47 - 68	54 - 75	57 - 79	63 - 85

omvangmaten met siliconenband wijd 5 cm

cG+	49 - 58	53 - 63	57 - 68	64 - 75	67 - 79	74 - 85
-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------

omvangmaten

cG	41 - 48	45 - 52	47 - 56	54 - 63	57 - 66	63 - 73
cF	41 - 55	45 - 60	47 - 65	54 - 72	57 - 76	63 - 82
cE	30 - 37	33 - 41	35 - 45	39 - 48	41 - 51	44 - 55
cD	27 - 33	29 - 36	31 - 40	34 - 43	36 - 46	39 - 48
cC	29 - 34	32 - 38	34 - 43	38 - 47	41 - 50	44 - 53
cB ¹	23 - 27	25 - 30	27 - 33	30 - 36	32 - 38	35 - 41
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24.5	24.5 - 27	27 - 30	30 - 33
cY	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35	34 - 37.5	36.5 - 41	39.5 - 45
cA	17.5 - 22	19.5 - 24	21.5 - 26.5	24 - 29	26.5 - 33	29.5 - 37

lengtematen been


	kort	normaal
lD	34 - 39	40 - 46
lG	66 - 72	72 - 83

lengtematen voet

	kort	normaal
lA	15 - 18	16 - 21
lZ	22 - 26	24 - 29


Souplesse Cotton, Ccl. 2 (rondbrei)

Sportieve en stijlvolle beenkous, gevoerd met katoen, ribstructuur, grote lengterek en geschikt voor mensen met een matige oedeemneiging.



kleuren

- beige
- witgrijs (nieuw!)
- donkerbruin (nieuw!)
- blauw
- zwart

model	basis	opties
 AD	<ul style="list-style-type: none"> • teenstuk gesloten • boord 	band 3,5 cm ^(AD) <ul style="list-style-type: none"> • siliconenband noppen 3,5 cm • siliconenband sensitive 3,5 cm


omvangmaten						
maat	1	2	3	4	5	6
cD	25 - 30	27 - 33	30 - 36	33 - 39	35 - 41	37 - 43
cC	27 - 34	29 - 37	33 - 41	36 - 45	39 - 47	42 - 50
cB ¹	24 - 26	25 - 29	27 - 33	31 - 36	34 - 39	36 - 41
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24.5	24.5 - 27	27 - 30	30 - 33
cY	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35	34 - 37.5	36.5 - 41	39.5 - 45
cA	17.5 - 22	19.5 - 24	21.5 - 26.5	24 - 29	26.5 - 33	29.5 - 37

lengtematen been	kort	normaal
lD	34 - 39	40 - 46

lengtematen voet	kort	normaal
lZ	22 - 26	24 - 29

Souplesse Select, Ccl. 2 (rondbrei)

Krachtige beenkous, grote lengterek en geschikt voor mensen met een matige oedeemneiging.



Kleuren

- beige
- donkerbruin (nieuw!)
- blauw
- grijs
- zwart

modellen	basis	opties
 AD	<ul style="list-style-type: none"> • teenstuk open • boord 	voet ^(AD, AG, AGT, AT) <ul style="list-style-type: none"> • teenstuk gesloten band 3,5 cm ^(AD) <ul style="list-style-type: none"> • siliconenband noppen 3,5 cm • siliconenband sensitive 3,5 cm band 5 cm ^(AG) <ul style="list-style-type: none"> • siliconenband noppen 5 cm • siliconenband sensitive 5 cm broek ^(AT) <ul style="list-style-type: none"> • gulp
 AG	<ul style="list-style-type: none"> • teenstuk open • siliconenband noppen 5 cm 	
 AGT	<ul style="list-style-type: none"> • teenstuk open • boord • heupstuk links en/of rechts met klittenbandsluiting 	
 AT	<ul style="list-style-type: none"> • teenstuk open • zonder gulp • boord 	

omvangmaten AT

maat	1	2	3	4	5	6
cG	43 - 56	47 - 62	49 - 66	55 - 73	59 - 77	64 - 82

omvangmaten met siliconenband wijd 5 cm

cG+	50 - 56	54 - 62	58 - 66	64 - 73	68 - 77	73 - 82
-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------

omvangmaten

cG	43 - 49	47 - 53	49 - 57	55 - 63	59 - 67	64 - 72
cF	43 - 53	47 - 59	49 - 63	55 - 70	59 - 74	64 - 79
cE	28 - 34	30 - 37	33 - 41	35 - 43	37 - 44	40 - 48
cD	25 - 30	27 - 33	30 - 36	33 - 39	35 - 41	37 - 43
cC	27 - 34	29 - 37	33 - 41	36 - 45	39 - 47	42 - 50
cB ¹	24 - 26	25 - 29	27 - 33	31 - 36	34 - 39	36 - 41
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24.5	24.5 - 27	27 - 30	30 - 33
cY	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35	34 - 37.5	36.5 - 41	39.5 - 45
cA	17.5 - 22	19.5 - 24	21.5 - 26.5	24 - 29	26.5 - 33	29.5 - 37

lengtematen been


	extra kort	kort	normaal
lD	31 - 34	34 - 39	40 - 46
lG	58 - 66	66 - 72	72 - 83

lengtematen voet

	extra kort	kort	normaal
lA	14 - 16	15 - 18	16 - 21
lZ	20 - 23	22 - 26	24 - 29

Souplesse Classic 2 en 3, Ccl. 2 en 3 (rondbrei)

Krachtige beenkousen, beperkte lengterek (groot aan- en uittrekgemak) en zeer geschikt voor in de zorgverlening.



kleuren

- beige
- donkerbruin (nieuw!)
- blauw
- grijs
- zwart

modellen	basis	opties
 AD	<ul style="list-style-type: none"> • teenstuk open • boord 	voet ^(AD, AG) <ul style="list-style-type: none"> • teenstuk gesloten band 3,5 cm ^(AD) <ul style="list-style-type: none"> • siliconenband noppen 3,5 cm • siliconenband sensitive 3,5 cm
 AG	<ul style="list-style-type: none"> • teenstuk open • siliconenband noppen 5 cm 	band 5 cm ^(AD, AG) <ul style="list-style-type: none"> • siliconenband noppen 5 cm • siliconenband sensitive 5 cm


omvangmaten						
maat	1	1C+	2	2C+	3	3C+
cG	44 - 51	50 - 58	50 - 58	56 - 63	56 - 63	62 - 70
cF	40 - 44	48 - 54	45 - 50	55 - 59	48 - 54	60 - 65
cE	33 - 38	38 - 42	37 - 42	42 - 47	43 - 47	47 - 52
cD	27 - 34	32 - 38	32 - 38	37 - 44	37 - 44	43 - 49
cC	30 - 35	34 - 39	34 - 39	39 - 45	39 - 45	45 - 51
cB ¹	22 - 27	25 - 29	26 - 31	29 - 34	31 - 36	33 - 38
cB	19 - 21	19 - 21	21 - 24	21 - 24	24 - 27	24 - 27
cY	28 - 31	28 - 31	31 - 35	31 - 35	35 - 38	35 - 38
cA	18 - 24	18 - 24	21 - 26	21 - 26	25 - 30	25 - 30

lengtematen been	kort	normaal	lang
lD	35 - 38	39 - 42	43 - 47
lG	66 - 74	74 - 83	X

lengtematen voet	kort	normaal	lang
lA	15 - 18	16 - 19	17 - 20
lZ	22 - 25	23 - 26	24 - 29

Souplisse Geri-Classic, Ccl. 2 (rondbrei)

Beperkte lengterek (groot aan- en uittrekgemak), zeer geschikt voor in de zorgverlening en voor uitlopende beenvormen.



kleuren

● beige

model	basis	opties
 AD	<ul style="list-style-type: none"> • teenstuk open • siliconenband noppen 3,5 cm 	voet^(AD) <ul style="list-style-type: none"> • teenstuk gesloten

omvangmaten


maat	0 C-	0	0 C+	1 C-	1	1 C+	2 C-	2	2 C+	3 C-	3	3 C+
cD	25 - 29	26 - 30	27 - 31	27 - 31	30 - 35	34 - 39	30 - 35	34 - 39	38 - 44	34 - 39	38 - 44	43 - 49
cC	24 - 28	25 - 29	26 - 30	26 - 30	29 - 34	33 - 38	29 - 33	33 - 38	37 - 43	33 - 38	37 - 43	42 - 48
cB ¹	19 - 23	20 - 24	20 - 24	21 - 25	23 - 27	25 - 29	24 - 28	26 - 30	28 - 33	28 - 32	30 - 34	32 - 37
cB	17 - 19	17 - 19	17 - 19	19 - 21	19 - 21	19 - 21	21 - 24	21 - 24	21 - 24	24 - 27	24 - 27	24 - 27
cY	28 - 31	28 - 31	28 - 31	28 - 31	28 - 31	28 - 31	31 - 35	31 - 35	31 - 35	35 - 38	35 - 38	35 - 38
cA	18 - 23	18 - 23	18 - 23	18 - 24	18 - 24	18 - 24	21 - 26	21 - 26	21 - 26	25 - 30	25 - 30	25 - 30

lengtematen been	kort	normaal	lang
lD	35 - 38	39 - 42	43 - 47

lengtematen voet	kort	normaal	lang
lA	15 - 18	16 - 19	17 - 20
lZ	22 - 25	23 - 26	24 - 29


Souplesse Strong, Ccl. 3 (rondbrei)

Stevige beenkous, grote lengterek en geschikt voor mensen met een matige oedeemneiging.



kleuren

- beige
- donkerbruin (nieuw!)
- zwart

modellen	basis	opties
 AD	<ul style="list-style-type: none"> • teenstuk open • boord 	voet ^(AD, AG, AGT, AT) <ul style="list-style-type: none"> • teenstuk gesloten band 3,5 cm ^(AD) <ul style="list-style-type: none"> • siliconenband noppen 3,5 cm • siliconenband sensitive 3,5 cm band 5 cm ^(AG) <ul style="list-style-type: none"> • siliconenband noppen 5 cm • siliconenband sensitive 5 cm broek ^(AT) <ul style="list-style-type: none"> • gulp
 AG	<ul style="list-style-type: none"> • teenstuk open • siliconenband noppen 5 cm 	
 AGT	<ul style="list-style-type: none"> • teenstuk open • boord • heupstuk links en/of rechts met klittenbandsluiting 	
 AT	<ul style="list-style-type: none"> • teenstuk open • zonder gulp • boord 	

omvangmaten AT

maat	1	2	3	4	5	6
cG	43 - 56	47 - 62	49 - 66	55 - 73	59 - 77	64 - 82

omvangmaten met siliconenband wijd 5 cm

cG+	50 - 56	54 - 62	58 - 66	64 - 73	68 - 77	73 - 82
-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------

omvangmaten

cG	43 - 49	47 - 53	49 - 57	55 - 63	59 - 67	64 - 72
cF	43 - 53	47 - 59	49 - 63	55 - 70	59 - 74	64 - 79
cE	28 - 34	30 - 37	33 - 41	35 - 43	37 - 44	40 - 48
cD	25 - 30	27 - 33	30 - 36	33 - 39	35 - 41	37 - 43
cC	27 - 34	29 - 37	33 - 41	36 - 45	39 - 47	42 - 50
cB ¹	24 - 26	25 - 29	27 - 33	31 - 36	34 - 39	36 - 41
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24.5	24.5 - 27	27 - 30	30 - 33
cY	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35	34 - 37.5	36.5 - 41	39.5 - 45
cA	17.5 - 22	19.5 - 24	21.5 - 26.5	24 - 29	26.5 - 33	29.5 - 37

lengtematen been


	kort	normaal
lD	34 - 39	40 - 46
lG	66 - 72	72 - 83

lengtematen voet

	kort	normaal
lA	15 - 18	16 - 21
lZ	22 - 26	24 - 29


Souplesse Select Arm, Ccl. 2 (rondbrei)

Krachtige armkous, grote lengterek en geschikt voor mensen met een lichte oedeemneiging.



kleuren

- beige
- zwart

model	basis	opties
 C-G	<ul style="list-style-type: none"> • G recht • boord 	band 3,5 cm ^(C-G) <ul style="list-style-type: none"> • siliconenband noppen 3,5 cm • siliconenband sensitive 3,5 cm

omvangmaten (standaard model)

maat	1	2	3	4	5	6
cG	24 - 26	26 - 28.5	28 - 30.5	30 - 33	32 - 35	34 - 37
cF	23 - 25	24.5 - 27	26 - 28.5	27.5 - 30	29 - 31.5	30.5 - 33.5
cE	23 - 25	24.5 - 27	26 - 28.5	27.5 - 30	29 - 31.5	30.5 - 33.5
cD	23 - 25	24.5 - 27	26 - 28.5	27.5 - 30	29 - 31.5	30.5 - 33.5
cC	14.5 - 16	16 - 17.5	17.5 - 19	19 - 20.5	20.5 - 22	22 - 24

omvangmaten (max model)


maat	1 max	2 max	3 max	4 max	5 max	6 max
cG	30 - 33	32 - 35	34 - 37	36 - 39.5	38 - 41.5	40 - 44
cF	28 - 30.5	30 - 33	32 - 35	34 - 37	36 - 39.5	38 - 41.5
cE	25 - 27.5	27 - 29.5	29 - 31.5	30.5 - 33.5	32 - 35	33.5 - 36.5
cD	25 - 27.5	27 - 29.5	29 - 31.5	30.5 - 33.5	32 - 35	33.5 - 36.5
cC	14.5 - 16	16 - 17.5	17.5 - 19	19 - 20.5	20.5 - 22	22 - 24

lengtematen arm normaal

lG	41 - 47
----	---------

Flexxie handschoen, Ccl.1 en 2 (vlakbrei zonder naden)

Zachte en soepele handschoen, anatomisch gevormd en geschikt voor mensen met een matige oedeemneiging.



modellen	basis
 A-C1	<ul style="list-style-type: none"> • met duim, zonder vingers • boord
 A-C1	<ul style="list-style-type: none"> • met duim, met vingers • boord


kleuren

-  beige
-  zwart

omvangmaten					
maat	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
cA	17.5 - 19.5	19.5 - 21	21 - 23	23 - 25.5	25.5 - 28
cC	14.5 - 16.5	16.5 - 18	18 - 20	20 - 22	22 - 24

Flexxie teenkap, Ccl.1 en 2 (vlakbrei zonder naden)

Zachte en soepele teenkap, anatomisch gevormd en geschikt voor mensen met een matige oedeemneiging.



model	basis
 A-A1	<ul style="list-style-type: none"> • met tenen • boord


kleuren

-  beige
-  zwart

omvangmaten					
maat	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
cA	19.5 - 22.5	22.5 - 25	25 - 27.5	27.5 - 30	30 - 32.5
cA ¹	19.5 - 22.5	22.5 - 25	25 - 27.5	27.5 - 30	30 - 32.5

Eurotex 2, Ccl. 2 (vlakbrei, C-maattabel)

Zachte beenkous, beperkte lengterek (groot aan- en uittrekgemak) en geschikt voor mensen met een matige oedeemneiging.



kleuren

- beige
- zwart

model	basis	opties
 AD	<ul style="list-style-type: none"> • teenstuk open • boord 	<p>voet ^(AD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • teenstuk gesloten • A schuin <p>band 3,5 cm ^(AD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • siliconenband noppen 3,5 cm

omvangmaten									
maat	S C-	S	S C+	M C-	M	M C+	L C-	L	L C+
cD	25 - 28	29 - 32	33 - 37	29 - 32	33 - 37	38 - 42	33 - 37	38 - 42	42 - 46
cC	26 - 29	30 - 33	34 - 38	30 - 33	34 - 38	39 - 43	34 - 38	39 - 43	43 - 48
cB ¹	22 - 25	24 - 27	26 - 29	25 - 28	27 - 30	29 - 32	28 - 31	30 - 34	33 - 37
cB	19 - 21	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28	25 - 28
cY	29 - 32	29 - 32	29 - 32	31 - 35	31 - 35	31 - 35	34 - 38	34 - 38	34 - 38
cA	19 - 21	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28	25 - 28

lengtematen been	kort	normaal	lang
lD	36 - 38	39 - 41	42 - 44


lengtematen voet	kort	normaal	lang
lA	15 - 16	16 - 17	18 - 19
lZ	21 - 22	22 - 24	25 - 26

De **Eurotex 2, C maattabel** is geschikt voor benen waarbij cD **kleiner** is dan cC.

Voor de unieke maattabel waarbij cD **groter** is dan cC (uitlopende benen) zie volgende pagina (Eurotex 2, D maattabel).

Eurotex 2, Ccl. 2 (vlakbrei, D-tabel)

Zachte beenkous, beperkte lengterek (groot aan- en uittrekgemak) en geschikt voor mensen met een matige oedeemneiging.



kleuren

- beige
- zwart

model	basis	opties
 AD	<ul style="list-style-type: none"> • teenstuk open • siliconenband noppen 3,5 cm 	voet^(AD) <ul style="list-style-type: none"> • teenstuk gesloten • A schuin

omvangmaten									
maat	SD -	SD	SD +	MD -	MD	MD +	LD -	LD	LD +
cD	27 - 30	31 - 34	35 - 39	31 - 34	35 - 39	40 - 44	35 - 39	40 - 44	44 - 49
cC	26 - 29	30 - 33	34 - 38	30 - 33	34 - 38	39 - 43	34 - 38	39 - 43	43 - 48
cB ¹	22 - 25	24 - 27	26 - 29	25 - 28	27 - 30	29 - 32	28 - 31	30 - 34	33 - 37
cB	19 - 21	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28	25 - 28
cY	29 - 32	29 - 32	29 - 32	31 - 35	31 - 35	31 - 35	34 - 38	34 - 38	34 - 38
cA	19 - 21	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28	25 - 28

lengtematen been	kort	normaal	lang
lD	36 - 38	39 - 41	42 - 44


lengtematen voet	kort	normaal	lang
lA	15 - 16	16 - 17	18 - 19
lZ	21 - 22	22 - 24	25 - 26

De **Eurotex 2, D maattabel** is geschikt voor uitlopende benen waarbij cD **groter** is dan cC. Voor de maattabel waarbij cD **kleiner** is dan cC zie vorige pagina (Eurotex 2, C maattabel).

Eurostar 2 (Sense), Ccl. 2 (vlakbrei)

2: Stevige beenkous, grote lengterek en geschikt voor mensen met een zware oedeemneiging.

2 Sense: Stevige maar zachte beenkous, grote lengterek en geschikt voor mensen met een matige oedeemneiging.



kleuren

- beige
- zwart

model	basis	opties
 AD	<ul style="list-style-type: none"> • teenstuk open • boord 	<p>voet ^(AD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • teenstuk gesloten • A schuin <p>band 3,5 cm ^(AD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • siliconenband noppen 3,5 cm


omvangmaten						
maat	S	S C+	M	M C+	L	L C+
cD	29 - 32	33 - 37	33 - 37	38 - 42	38 - 42	42 - 46
cC	30 - 33	34 - 38	34 - 38	39 - 43	39 - 43	43 - 48
cB ¹	24 - 27	26 - 29	27 - 30	29 - 32	30 - 34	33 - 37
cB	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28
cY	29 - 32	29 - 32	31 - 35	31 - 35	34 - 38	34 - 38
cA	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28

lengtematen been	kort	normaal	lang
lD	36 - 38	39 - 41	42 - 44

lengtematen voet	kort	normaal	lang
lA	15 - 16	16 - 17	18 - 19
lZ	21 - 22	22 - 24	25 - 26

Euroform 3 (Sense), Ccl. 3 (vlakbrei)

3: Zeer stevige beenkous, grote lengterek en geschikt voor mensen met een zware oedeemneiging.
 3 Sense: Zeer stevige maar zachte beenkous, grote lengterek en geschikt voor mensen met een zware oedeemneiging.



kleuren

- beige
- zwart

model	basis	opties
 AD	<ul style="list-style-type: none"> • teenstuk open • boord 	<p>voet ^(AD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • teenstuk gesloten • A schuin <p>band 3,5 cm ^(AD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • siliconenband noppen 3,5 cm

omvangmaten						
maat	S	S C+	M	M C+	L	L C+
cD	29 - 32	33 - 37	33 - 37	38 - 42	38 - 42	42 - 46
cC	30 - 33	34 - 38	34 - 38	39 - 43	39 - 43	43 - 48
cB ¹	24 - 27	26 - 29	27 - 30	29 - 32	30 - 34	33 - 37
cB	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28
cY	29 - 32	29 - 32	31 - 35	31 - 35	34 - 38	34 - 38
cA	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28

lengtematen been	kort	normaal	lang
lD	36 - 38	39 - 41	42 - 44

lengtematen voet	kort	normaal	lang
lA	15 - 16	16 - 17	18 - 19
lZ	21 - 22	22 - 24	25 - 26

Classificatie Widmer

CVI	Medische indicaties	Varodem oplossing
widmer graad I	corona phlebectatica en subklinisch oedeem	Rondbrei Ccl. 2: Souplesse Classic 2, Souplesse Geri-Classic, Souplesse Light, Souplesse Select of Souplesse Cotton
widmer graad II <i>zonder atrofie blanche</i>	(klinisch oedeem), pigmentaties, dermatoliposclerosis	Rondbrei Ccl. 2: Souplesse Classic 2, Souplesse Geri-Classic Souplesse Select of Souplesse Cotton
widmer graad II <i>met atrofie blanche</i>		Vlaktbrei Ccl. 2: Eurotex 2, Eurostar 2 of Eurostar 2 Sense
widmer graad III	(al dan niet) genezen ulcus cruris venosum	Vlaktbrei Ccl. 3: Euroform 3 of Euroform 3 Sense
widmer graad IV	Enkelankylose	Vlaktbrei Ccl.3 of 4: Euroform 3 of Euroform 4

Bij gecombineerde indicaties kunt u uitgaan van de ernstigste situatie (bijv. secundair lymfoedeem bij lipoedeem). In de besluitvorming is het belangrijk om sociale participatie en eventuele comorbiditeit mee te nemen. Soms is het nodig om te kiezen voor one step down of one step up. Bij DVT is het advies een vlaktbrei Ccl. 3, maar raadpleeg ook het beleid van lokale ziekenhuizen.

PTS	Varodem oplossing
Post-trombotisch syndroom been	Vlaktbrei Ccl.3 of 4: Euroform 3, Euroform 3 Sense, Euroform 4 of Euroform 4S
Post-trombotisch syndroom arm	Rond- of vlaktbrei Ccl. 2: Souplesse Select arm, Eurostar 2, 2 XT of Eurostar 2 Sense

Lymfoedeem	Varodem oplossing
Lymfoedeem been	Vlaktbrei Ccl.3 of 4: Euroform 3, Euroform 3 Sense, Euroform 4 of Euroform 4S
Lymfoedeem arm	Vlaktbrei Ccl. 2: Eurostar 2, 2 XT of Eurostar 2 Sense
Lymfoedeem midline	Vlaktbrei Ccl. 2 of 3: Eurostar 2, Euroform 3, Euroform 3 Sense, TinkFit of Curetex

Lipoedeem	Varodem oplossing
Lipoedeem (lipohypertrophie)	Vlaktbrei Ccl. 2 of 3: Eurostar 2, Eurostar 2 Sense, Euroform 3, Euroform 3 Sense, TinkFit of Curetex