



VenoTrain®

PRODUCTWAAR

MEDISCHE COMPRESSIEKOUSSEN

PERFECT-FIT CONFECTIETABEL VOOR RONDGEBREIDE COMPRESSIEKOUSSEN | CLASSIC PORTFOLIO

VenoTrain® micro | VenoTrain® soft | VenoTrain® soft S | VenoTrain® pure

Lengte AT	
IT	85-108
IH	76-98

Lengte AG	
short	61-70
long	70-80

Lengte AD	
short	35-40
long	40-46

Omvang in cm		XS* VenoTrain soft	S normal	S plus	M normal	M plus	L normal	L plus	XL normal	XL plus
cT			tot 85		tot 90		tot 100		tot 120	
cH			tot 95		tot 105		tot 120		tot 140	
cG	cG siliconenboord, breed **		51-57	59-66	56-63	62-69	60-67	66-74	63-71	71-80
	cG siliconenboord, normaal	44-50	45-51	52-59	49-56	55-62	53-60	58-66	55-63	62-71
	cG tricotboord, AT, siliconenboord		45-57	52-66	49-63	55-69	53-67	58-74	55-71	62-80
cF		39-50	40-52	43-55	43-55	46-60	45-59	50-64	49-63	52-68
cE		32-38	33-40	36-44	35-43	39-49	38-48	42-53	42-53	47-58
cD		28-31	29-35	32-38	32-38	35-42	34-42	37-45	37-45	41-49
cC		29-33	31-37	34-40	34-40	37-44	37-45	39-47	40-48	43-51
cb1		23-26	25-29	27-31	27-32	29-34	29-35	31-37	32-38	34-40
cB		18-20	20-22		22-25		25-28		28-31	
cY		27-31	29-33		31-35		34-40		37-44	
cA		17-22	19-24		22-27		25-31		28-35	

* Alleen VenoTrain soft - beperkt assortiment

** Siliconen randen: kant-sensitive & siliconen micronopjes beschikbaar op VenoTrain micro & VenoTrain soft.
Siliconenrand noppen breed niet beschikbaar op VenoTrain micro

KLEUREN OVERZICHT | CLASSIC PORTFOLIO

PERFECT-FIT

STANDAARD KLEUREN

VenoTrain®	micro	soft	soft S	impuls
Caramel				
Beige*		*		
Navy				
Anthracite				
Black				

* De kleur beige is alleen verkrijgbaar in VenoTrain® soft kwaliteit.

EXTRA KLEUREN

VenoTrain®	micro	soft	soft S
Crème			
Amaretto			
Espresso			

Modekleuren '25-'27	
Irish green	
French lavender	

VENOTRAIN MICRO BATIK- & DESIGN-EDITIES



VenoTrain® micro design editie (Tango, Jive)

De design editie is alleen beschikbaar met gesloten teenstuk (AD, AG, AT). ATU is niet beschikbaar in de designeditie.



VenoTrain® micro batik editie is verkrijgbaar met een

open- of gesloten teenstuk in alle VenoTrain micro versies. De batikkleur is black of navy.

Houd rekening met een levertijd van 10 werkdagen bij het bestellen van VenoTrain® micro design & batik editie. Raadpleeg de actuele prijslijst voor informatie over de mogelijke confectie en maatwerk uitvoeringen.

PERFECT-FIT CONFECTIETABEL VOOR RONDGEBREIDE COMPRESSIEKOUSSEN | SELECTION PORTFOLIO

VenoTrain® business | VenoTrain® cocoon | VenoTrain® hero

Lengte AD	
short	35-40
long	40-46
xlong***	46-52

*** Alleen VenoTrain hero is verkrijgbaar in beenlengte xlong

Omvang in cm	S normal	S plus	M normal	M plus	L normal	L plus	XL normal	XL plus
cD	29-35	32-38	32-38	35-42	34-42	37-45	37-45	41-49
cC	31-37	34-40	34-40	37-44	37-45	39-47	40-48	43-51
cB1	25-29	27-31	27-32	29-34	29-35	31-37	32-38	34-40
cB	20-22		22-25		25-28		28-31	
cY	29-33		31-35		34-40		37-44	
cA	19-24		22-27		25-31		28-35	

Schoenmaat		
Foot short	36-40	Voor schoenmaten kleiner dan 36 of groter dan 45 en bij bijzondere anatomische kenmerken van de voet wordt het gebruik van op maat gemaakte producten aanbevolen.
Foot long	40-45	

KLEUREN OVERZICHT | SELECTION PORTFOLIO

PERFECT-FIT

VenoTrain®	business	hero	cocoon
Black			
Marine			
Denim			
Grey			

→ WWW.BAUERFEIND.NL

V6+ CONFECTIETABEL VOOR RONDGEBREIDE COMPRESSIEKOUSSEN | CLASSIC PORTFOLIO



VenoTrain® impuls

		Omvang in cm	I normal	I plus	II normal	II plus	III normal	III plus	IV normal	IV plus	V normal	V plus	VI normal	VI plus
Lengte AT		cT	67-89	71-91	73-111	75-115	76-118	79-119	82-127	84-129	86-136	91-138	96-140	102-145
IT	85-108	cH	85-102		87-116		92-121		98-132		104-140		110-146	
IH	76-98	CG	45-53	51-59	48-56	54-62	51-59	57-66	54-63	60-69	57-66	63-73	60-70	66-76
Lengte AG		cF	39-45	43-50	42-49	46-53	45-52	49-57	48-56	52-60	51-59	55-64	54-63	58-67
short	62-70	cE	32-37	35-40	34-39	37-42	36-41	39-44	38-44	41-47	40-46	43-49	42-48	45-51
long	70-80	cD	28-32	30-34	30-34	32-37	32-37	34-39	34-39	36-41	36-41	38-43	38-43	40-46
Lengte AD		cC	29-33	31-35	31-35	33-38	33-38	35-40	35-40	37-42	37-42	39-44	39-44	41-47
short	35-40	cB1	23-27	24-28	25-29	26-30	27-31	28-32	29-34	30-35	31-36	32-37	33-38	34-39
long	40-44	cB	19-20,5		20,5-22		22-24		24-26		26-28,5		28,5-31	
		cY	25-29		26-31		28-33		30-35		32-38		35-41	
		cA	19-22		20-23		22-25		24-27		26-30		28-33	

Schoenmaat

Voor schoenmaten kleiner dan 36 of groter dan 45 en bij bijzondere anatomische kenmerken van de voet wordt het gebruik van op maat gemaakte producten aanbevolen.

KLEUREN OVERZICHT | CLASSIC PORTFOLIO

V6

Standaard kleuren			
Caramel		Anthracite	
Navy		Black	

Mode kleuren '25-'27	
Irish green	
French lavender	

X5 CONFECTIETABEL | SPECIAL PORTFOLIO

VenoTrain® ulcertec

Lengte AD	
short	35-40
long	40-45

Omvang in cm	XS normal	XS plus	S normal	S plus	M normal	M plus	L normal	L plus	XL normal	XL plus
cC	24-29	28-34	27-32	31-38	29-36	35-42	33-40	38-47	36-44	43-52
cB	20-21,5		21,5-23		23-25		25-28		28-32	

KLEUREN OVERZICHT | SPECIAL PORTFOLIO

X5

Beige bovenkous Open teenstuk		Witte liner Gesloten teenstuk	
----------------------------------	--	----------------------------------	--

MAATNAME

Het X5+ confectiesysteem biedt een eenvoudige manier om het onderbeen van de VenoTrain Ulcertec aan te passen. Voor het bepalen van de juiste maat zijn slechts drie maten nodig:

1. De omtrek van het dunste punt boven de malleoli (cB-maat)
2. De omtrek van het breedste gedeelte van de kuit (cC-maat)
3. De lengte van het onderbeen, gemeten vanaf de voetzool tot 2 centimeter onder de knie.

VenoTrain® ulcertec 39

MODERATE COMPRESSION (39 MMHG)

Voor behandeling van ulcus cruris venosum met een goede genezigstendens.

Onderkous met 10 mmHg, geschikt voor patiënten die 's nachts geringe druk verdragen.

VenoTrain® ulcertec 46

STRONG COMPRESSION (46 MMHG)

Voor behandeling van ulcus cruris venosum met een slechte genezigstendens.

Onderkous met 18 mmHg, geschikt voor patiënten die 's nachts goed druk verdragen.

CONFECTIETABEL | VLAKGEBREIDE COMPRESSIEKOUSSEN

VenoTrain® delight




Lengte AD	
short	35-39
long	40-44

Omvang in cm	I normal	II normal	III normal	IV normal	V normal	VI normal
cD	28-34	30-37	32-39	34-41	36-43	38-46
cC	29-35	31-38	33-40	35-42	37-44	39-47
cB1	23-28	25-30	27-32	29-35	31-37	33-39
cB	19-20,5	20,5-22	22-24	24-26	26-28,5	28,5-31
cY	25-29	26-31	28-33	30-35	32-38	35-41
cA	19-22	20-23	22-25	24-27	26-30	28-33

Schoenmaat		
Foot short	36-40	Voor schoenmaten kleiner dan 36 of groter dan 45 en bij bijzondere anatomische kenmerken van de voet wordt het gebruik van op maat gemaakte producten aanbevolen.
Foot long	40-45	

KLEUREN OVERZICHT | VENOTRAIN DELIGHT

Standaard kleuren	
Caramel	
Black	

Raadpleeg de actuele prijslijst voor informatie over de mogelijke confectie (en maatwerk) uitvoeringen.

→ WWW.BAUERFEIND.NL

UITVOERINGEN



AD



AF



AG



AGHB



AT



ATU



ATH



ATX



ATE



Teenstuk
gesloten



Teenstuk
open

BOORDEN EN SILICONENBOORDEN


BOORDEN ZONDER SILICONEN



TRICOTRAND

voor alle kniekousen (AD)

De zachte boord biedt aangenaam draagcomfort en knelt niet. Het neutrale uiterlijk is zowel geschikt voor vrouwen als mannen.



COMFORTRAND

voor alle panty's

Dankzij de extra elasticiteit en de brede rand biedt deze boord een uitstekende pasvorm en veel comfort. Hij zit comfortabel zonder te knellen.



HEUPBEVESTIGING

De heupbevestiging zonder siliconencoating zorgt ervoor dat de kousen stevig op hun plaats blijven en biedt veel bewegingsvrijheid. Deze is geschikt voor een gevoelige huid en kan aan één of beide zijden worden gedragen.

SILICONENBOORDEN



Hoog elastische siliconenboord met micronoppen

- Onopvallend onder strakke kleding
- Geen afdrucken op de huid
- Vormt zich perfect naar de contouren van het been



Hoog-elastische siliconenboord met een ultradunne, doorlopende siliconencoating.

- Ideaal voor toepassing op zacht bindweefsel
- Geschikt voor de gevoelige huid



Vlakke siliconencoating gecombineerd met een kantdesign aan de buitenzijde.

- Groot regulerend vermogen
- Het kantdesign populair bij vrouwen.



Klassieke noppen siliconenboord voor gebruik op AD- en AG-kousen.

- Huidvriendelijk
- Neutraal design
- Universeel toepasbaar



Siliconen noppen- & kantdesign voor gebruik op AG kousen

- Kantdesign populair bij vrouwen
- Huidvriendelijk

YOUR LEGS. YOUR FREEDOM.

MOTION IS LIFE

CONTACT

Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager of met de Bauerfeind Customer Service.

NL +31 (0)23 531 94 27
info@bauerfeind.nl

B +32 (0) 2 527 40 60
info@bauerfeind.be

